


## **Cutimed® Siltec**



**Det bästa  
av två världar**

# Cutimed® Siltec det bästa av två världar.



## 1. Smärtfria och icketraumatiska förbandsbyten

Cutimed® Siltec ger tack vare det perforerade ytskiktet av silikon en skonsam vidhäftning mot huden som omger såret, men förbandet fäster inte i den fuktiga sårbedden.


### ▶ Bästa möjliga skydd för ny vävnad

Den hydrofoba silikonfilmen skyddar det nya sköra lagret av hudceller och bidrar därmed till en god läkningsprocess. Den fuktiga miljön skapar optimala förhållanden för återbildning av vävnad.



### ▶ Smärtfria förbandsbyten


Silikonlagret bidrar till en smärtfri borttagning av förbandet.



Ingen smärta, ingen trauma vid borttagning av Cutimed® Siltec


## 2. Överlägsen vätskehantering

Cutimed® Siltec är ett förband av polyuretanskum som innehåller superabsorberande partiklar som suger upp och håller kvar sårvätska, även under kompression.




Vertikal absorption till superabsorbenterna.

Vätskehanterande förmåga av skumförband




Vätskehanterande förmåga av skumförband med häftkant



■ Avdunstningsförmåga  
■ Absorptionsförmåga gram/10cm² (24h)

Tester och studier bekräftar Cutimed® Siltec flödeshantering (SML test 2008, date on file)

### ▶ Minimal risk för maceration



Tack vare vertikal absorption och pålitlig vätskeretention minimeras risken för maceration.

### ▶ Färre förbandsbyten



Storlekskillnad mellan torr (blå) respektive vätskefylld (röd) superabsorbent

Förbandets vätskehanterande förmåga minskar bytesfrekvensen och ger därför en kostnadseffektiv behandling.

*Kombinationen hög vätskehanterande förmåga och minimerad risk för maceration leder till färre förbandsbyten – det sparar tid för sjukvårdspersonalen.*





## Beställningsinformation

### Cutimed® Siltec

#### Siltec

Polyuretanskumförband med ytskikt av silikon för måttligt till rikligt vätskande sår. Innehåller superabsorbenter som absorberar och håller kvar vätska, även under kompression. 5 mm tjock, med stötdämpande effekt.



Art nr.	Storlek	Fp/st	Trp/st
72632-00	5 cm x 6 cm	10	10
72632-01	10 cm x 10 cm	10	10
72632-02	10 cm x 20 cm	10	10
72632-03	15 cm x 15 cm	10	10
72632-04	20 cm x 20 cm	5	10

#### Siltec L

Mycket formbart polyuretanskumförband med en tjocklek på 3 mm. Innehåller superabsorbenter. Används till ytliga sår med låga till måttliga mängder sårvätska.



72630-00	5 cm x 6 cm	10	10
72630-01	10 cm x 10 cm	10	10
72630-02	15 cm x 15 cm	10	10

#### Siltec B

Polyuretanskumförband med ytskikt av silikon och häftkant för lite till måttligt vätskande sår. Innehåller superabsorbenter. Fäster skonsamt mot huden runt såret.



72631-00	7,5 cm x 7,5 cm	10	10
72631-01	12,5 cm x 12,5 cm	10	10
72631-02	15 cm x 15 cm	10	10
72631-03	17,5 cm x 17,5 cm	5	10
72631-04	22,5 cm x 22,5 cm	5	10

#### Siltec Sacrum

Anatomiskt utformat polyuretanskumförband med ytskikt av silikon för måttligt till rikligt vätskande sår i det sakrala området. Innehåller superabsorbenter. Fäster skonsamt mot huden runt såret.



72647-00	17,5 cm x 17,5 cm	5	10
72647-01	23 cm x 23 cm	5	10

#### Siltec Heel

Extra tjockt (7 mm), anatomiskt utformat polyuretanskumförband med ytskikt av silikon för måttligt till rikligt vätskande sår. Innehåller superabsorbenter. Har stötdämpande effekt och minskar risken för friktionsskador.



72648-00	16 cm x 24 cm	5	10
----------	---------------	---	----

#### Sårstadier

Nekros	Granulation
Infektion	Epitalisering
Fibrinbelagt (smetigt)	

#### Sårddjup

Ytligt
Djupt
Ytligt/Djupt

#### Sårvätska

Ingen till liten mängd
Liten till måttlig mängd
Måttlig till riklig mängd