

evercare® -kalvosidos, steriili

REF: 4701, 4705, 4710, 4715, 4720, 4725

Steriili evercare® -kalvosidos on suunniteltu haavan hoitoon tai kanyylin kiinnittämiseen. Kalvosidos ylläpitää optimaalista kosteustasoa hoidettavalla alueella ja suojaa samalla pölyltä, vedeltä ja bakteereilta. Polyuretaanikalvo (PU) on koostumukseltaan puoli-läpäisevä, joten potilas voi käydä suihkussa, mikä vähentää haavan kontaminaatoriskiä. Sidoksen läpinäkyvyys mahdollistaa haavan silmämääräisen tarkkailun sidosta poistamatta. Sidos irttaa rakenteensa ansiosta kivuttomasti.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Pehmeä ja joustava
- ▶ Hengittävä materiaali
- ▶ Akryylipohjainen liima
- ▶ Helppokäyttöinen yksittäispussi
- ▶ Tehokas suoja haavaeritettä, vettä ja bakteereja vastaan
- ▶ Ensisijainen taitos puhtaille haavoille
- ▶ Sekundäärinen taitos kiinnitykseen




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkausko rasia/kuljetuskartonki
4701	Kalvosidos, steriili, Läpinäkyvä	4 x 5 cm	100 / 2000
4705	Kalvosidos, steriili	6 x 7 cm	50 / 200
4710	Kalvosidos, steriili	10 x 12 cm	25 / 100
4715	Kalvosidos, steriili	10 x 25 cm	25 / 100
4720	Kalvosidos, steriili	15 x 20 cm	25 / 100
4725	Kalvosidos, steriili, Läpinäkyvä	20 x 30 cm	10 / 100

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkitsemiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus: Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi: EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10
EN ISO 10993-11

Lakisäätöiset vaatimukset: Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset: EN ISO 11135, EN ISO 11737-1, EN 13726-2, EN 13726-4

Laatustandardit: EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Selkäaine	Läpinäkyvä PU-kalvo, hengittävä
Pinnoite	Polyakryyliiliima
Irrokepaperi	Lääkintäkäyttöön tarkoitettu pinnoitettupaperi

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset

Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.

Säilytys

Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.

Hävittäminen

Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti

Käyttöikä

3 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	4701: 91 x 154
		4705: 66 x 113
		4710: 127 x 214
		4715: 313 x 135
		4720: 186 x 313
		4725: 232 x 380
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	4701: 70 x 50 x 115
		4705: 95 x 30 x 160
		4710: 130 x 20 x 220
		4715: 140 x 20 x 315
		4720: 190 x 20 x 320
		4725: 240 x 15 x 382
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	4701: 280 x 155 x 250
		4705: 175 x 140 x 115
		4710: 235 x 100 x 150
		4715: 330 x 100 x 160
		4720: 335 x 100 x 210
		4725: 395 x 180 x 260
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
4701	06438129124330	06438129324334	06438129524338
4705	06438129114164	06438129314168	06438129514162
4710	06438129114171	06438129314175	06438129514179
4715	06438129114188	06438129314182	06438129514186
4720	06438129114195	06438129314199	06438129514193
4725	06438129124347	06438129324341	06438129524345

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.