


AQUACEL[®] Foam

Skin's Guardian



Uansett hva du trenger, stol på AQUACEL[®] Foam bandasje-familie



**Beskytter.
Forsvarer.
Pleier.**

AQUACEL[®]Foam Hva trenger du fra

Skin's Guardian

Ved første konsultasjon

Beskytter

huden rundt
såret mot skade

Forsvarer

huden mot
nedbrytning og
maserasjon

Pleier

for å danne et
miljø som støtter
sårtilheling



86 år gammel kvinne med flere sykdommer og bensår ¹

MED



**AQUACEL[®]-laget i
AQUACEL[®] Foam bandasje
anvender Hydrofiber[®]-
teknologi som:**

- Absorberer sårveske og danner en myk gel som opprettholder et fuktig sårmiljø
- Stenger sårveske inne ved vertikal oppsugning, reduserer risikoen for maserasjon ^{*2}
- Reduserer smerten mens bandasjen ligger på og ved bandasjeskift ³⁻⁶

**Som vist in vitro*

AQUACEL[®]Foam
Skin's Guardian

MED



**Beskytter.
Forsvarer.
Pleier.**

skumbandasjen din?

Etter 5 uker



Resultater oppnådd med AQUACEL® Foam bandasje¹

- Forbedret livskvalitet for pasienten
- Håndterte ulike nivåer med sårveske
- Reduksjon av lokal maserasjon og hudavskraping
- Debridering av urenheter i såret
- Reduserte antallet bandasjeskift



Danner et miljø for fuktig sårtilheling

“Jeg liker dette produktet svært godt da det gir fuktig sårtilheling mens det suger til seg bakterier og absorberer ekstra sårveske.”


- Sårsykepleier

Mye mer enn bare en skumbandasje

Med **AQUACEL[®]**
Foam bandasje

Beskyttelse
av sårkantene


Ingen lateral
spredning



Med **polyuretan**
skumbandasjer

Maserasjon

Lateral spredning




Beskyttende topplag

Mykt SKUM-lag

AQUACEL[®]-lag

Skånsom silikonkant



MED



rer. Pleier.

Klar for alt*

- Egnet til alle væskende sår
- Bruk som primærbandasje på overflatiske sår
- Bruk som sekundærbandasje på kraftig væskende og/eller dype sår

“ Enkel å sette på og fjerne,
gir hurtig debridering, ingen maserasjon av
omkringliggende hud, pasientene
sier at den er komfortabel og smertefri ”

- Sårsykepleier



Leggsår⁷



Etter 5 uker

Diabetiske fotsår⁷



Etter 12 uker

Trykksår⁷



Etter 15 dager

Traumatiske skader⁷



Etter 6 uker

Postoperativt⁷



Etter 5 uker

AQUACEL[®] Foam Skin's Guardian Samme hva du trenger, s



Kan klippes[†]



Kleberen kleber ikke til hansker eller til seg selv



Enkel å sette på og fjerne^{†8}



Vann- og dusjtett^{†9}

Arbeider sammen

AQUACEL[®] Foam bandasje er den eneste skumbandasjen som er utviklet for å arbeide sammen med:



AQUACEL[®] Extra[™] og AQUACEL[®] sårfyller bandasjer

Ekstra absorpsjonsevne for kraftig væskende sår og/eller dype sår



eller



+



AQUACEL[®] Extra

AQUACEL[®] sårfyller
(For dype sår)

AQUACEL[®] Foam



AQUACEL[®] Ag+ Extra[™] og AQUACEL[®] Ag+ sårfyller bandasjer

Ekstra absorpsjonsevne for kraftig væskende sår som er infiserte eller med risiko for infeksjon



eller



+



AQUACEL[®] Ag+ Extra

AQUACEL[®] Ag+ sårfyller
(For dype sår)

AQUACEL[®] Foam

Perfekte partnere

Visste du?

Sammenlignet med andre skumbandasjer var AQUACEL[®] Foam den eneste skumbandasjen som effektivt absorberte væske fra andre

AQUACEL[®] bandasjer^{*8}

*Som vist *in vitro*

[†]Les i pakningsvedlegget til AQUACEL[®] Foam bandasje for fullstendig bruksanvisning.

tol på AQUACEL® Foam bandasje-familie



Viral og bakteriell barriere^{†9}



Effektive under kompresjon¹⁰



Myk, skånsom, fleksibel og formbar[†]



Maksimal anbefalt brukstid 7 dager[†]

Designet til å tilpasse seg



AQUACEL[®] Ag Foam



Når angrep er det beste forsvar

- Forsvarer sår som er infiserte eller har risiko for infeksjon
- Dreper en lang rekke mikroorganismer i løpet av 30 minutter^{*11}
- Dreper visse antibiotikaresistente superbugs^{*11}
- Gir vedvarende bakteriedrepende effekt i opptil syv dager^{*12}



*Som vist *in vitro*

Klebende



Ikke-klebende



Bestillingsinformasjon

AQUACEL[®] Foam

Bandasjestørrelse	Pakning Størrelse	ConvaTec Kode	Norsk varenr.
Klebende			
8 cm x 8 cm	10	420804	892003
10 cm x 10 cm	10	420680	904175
12,5 cm x 12,5 cm	10	420619	923100
17,5 cm x 17,5 cm	10	420621	915192
21 cm x 21 cm	5	420623	937618
19,8 cm x 14 cm (hæl)	5	420625	906490
20 cm x 16,9 cm (sakral)	5	420626	868564
24 cm x 21,5 cm (sakral)	5	420828	831195
8 cm x 13 cm	10	421149	862851
10 cm x 20 cm	10	421151	819527
10 cm x 25 cm	10	421153	878803
10 cm x 30 cm	10	421155	872752
25 cm x 30 cm	5	420624	899581
Ikke-klebende			
5 cm x 5 cm	10	420631	876167
10 cm x 10 cm	10	420633	817335
15 cm x 15 cm	5	420635	839922
20 cm x 20 cm	5	420636	851665
15 cm x 20 cm	5	420637	953214
10 cm x 20 cm	10	413623	857267

AQUACEL[®] Ag Foam

Bandasjestørrelse	Pakning Størrelse	ConvaTec Kode	Norsk varenr.
Klebende			
8 cm x 8 cm	10	420805	842670
10 cm x 10 cm	10	420681	939607
12,5 cm x 12,5 cm	10	420627	934672
17,5 cm x 17,5 cm	10	420628	878831
21 cm x 21 cm	5	420629	937992
19,8 cm x 14 cm (hæl)	5	420647	830299
20 cm x 16,9 cm (sakral)	5	420648	852138
24 cm x 21,5 cm (sakral)	5	420827	821666
25 cm x 30 cm	5	420807	926621
Ikke-klebende			
5 cm x 5 cm	10	420639	859126
10 cm x 10 cm	10	420642	858427
15 cm x 15 cm	5	420645	908734
20 cm x 20 cm	5	420646	911742
15 cm x 20 cm	5	420806	865759

For å få vite mer om AQUACEL[®] Foam bandasje eller for å avtale et møte med din ConvaTec-representant,

ring 800 30 995

www.convatec.no

1. AQUACEL Foam bandasje: A Case Study Demonstrating its Effectiveness in Managing the Complications of Wound Exudate Under Compression Bandaging - Poster Presented at Wounds UK 2012 2. Waring MJ, Parsons D. Physico-chemical characterisation of carboxymethylated spun cellulose fibres. Biomaterials. 2001;22(9):903-912. 3. Armstrong SH, Brown DA, Hill E, Ruckley CV. A randomized trial of a new Hydrofiber dressing, AQUACEL, and an alginate in the treatment of exuding leg ulcers. Presentert ved: 5th European Conference on Advances in Wound Management; Harrogate, UK: November 1995. 4. Barnea Y, Amir A, Leshem D, et al. Clinical comparative study of Aquacel and paraffin gauze dressing for split-skin donor site treatment. Ann Plast Surg. 2004 Aug;53(2):132-136. 5. Caruso DM, Biome-Eberwein SA, et al. Randomized clinical study of Hydrofiber dressing with silver or silver sulfadiazine in the management of partial thickness burns. J Burn Care Res. 2006 May-Jun;27(3):298-309. 6. Kogan L, Moldavsky M, Szvalb S, Govrin-Yehudain J. Comparative study of Aquacel and Silverol treatment in burns. Ann Burns Fire Disasters. 2004;17(4):201-207. 7. A Next Generation Foam: AQUACEL Foam Dressing - Waterproofness, Bacterial and Viral Barrier Testing. WHRI3538 MS069 Data on File, ConvaTec Inc. 10. WHRI3770 TA286 A Comparison of the In vitro Bio-Physical Performance Characteristics of Silicone Foam Dressings used in Wound Management. Upubliserte data, ConvaTec. 11. Jones SA, Bowler PG, Walker M, Parsons D. Controlling wound bioburden with a novel silver-containing Hydrofiber dressing. Wound Repair Regen. 2004;12(3):288-294. 12. The Antimicrobial Activity of AQUACEL[™] Ag foam over 7 Days using a Simulated Wound Fluid Model. Microbiological Application. WHRI3687 MA211.2013. Upubliserte data, ConvaTec.

®/™ angir varemerke som tilhører ConvaTec Inc. ConvaTec Ltd er en autorisert bruker. © 2016 ConvaTec Inc. AP-015954-MM



ConvaTec