




GentleCath™ Glide
that's a relief


Designet for hurtig* og
praktisk kateterisering

* ikke nødvendig å vente etter at kateteret er fuktet




Trygghet for deg og brukerne

For noen kan det å begynne med intermitterende kateterisering føles skremmende, og det kan skape bekymringer. Produktserien GentleCath™ og våre hjelpemidler er designet for å gjøre denne overgangen så glatt som mulig, i alle faser.



GentleCath™ me+™

GentleCath™ me+™ er en tjeneste som er opprettet for å tilby brukerne alt de trenger for å kunne kateterisere uten bekymringer.




www.gentlecath.com

Persontilpassede bruksanvisninger:

Brukerne kan finne persontilpassede bruksanvisninger for GentleCath™ Glide på nettsiden GentleCath™ me+™.





Introduksjon av GentleCath™ Glide

GentleCath™ Glide er designet for å gjøre kateterisering så enkelt og praktisk som mulig.

Jevn og glatt overflate

Løsning: et hydrofilt kateter med lite friksjon

Den jevne og glatte overflaten er designet for å gjøre kateterisering enklere.

Reduserer rester

Løsning: FeelClean™-teknologi

Kateteret er fremstilt ved bruk av vår unike teknologi og er designet for å redusere rester etter kateterisering, så brukerne ikke behøver å bekymre seg for flekker på klær, hender og kropp.

Forebygger kateterforurensing

Løsning: håndteringshylse (selv kateteret berøres ikke) GentleCath™ Glide har en håndteringshylse som bidrar til å hindre at kateteret blir forurensset med bakterier fra brukernes hender.^{1,2}

Hurtig og diskret

Løsning: hurtig smøring

GentleCath™ Glide er klart til bruk, uten unødvendig ventetid. Brukerne kan starte kateteriseringen straks de har åpnet vannposen og fuktet hele kateteret - så den kan gjennomføres raskt og diskret.

Fremstilt uten DEHP

GentleCath™ Glide er fremstilt uten bruk av DEHP.*




*Brukernes
erfaringer og behov
er fundamentet for
vår produktdesign,
og det vil det alltid
være.*

*DEHP (di(2-etylheksyl)ftalat) brukes for å mykgjøre PVC-plast og mistenkes for å kunne svekke fertiliteten.

Vi har alltid tid til en prat

Ring oss på **800 30 995**, vi er tilgjengelige fra kl 08.00-16.00
Vårt dedikerte me+™-team er på plass for svar, rådgivning og informasjon – eller bare for en opplysende prat.



Profesjonell rådgivning:
Vår nettvideo FAQ (Ofte stilte spørsmål) kan gi svar på noen av spørsmålene til brukerne.



Tilgjengelige produkter

Produktbeskrivelse	CH-str.	Antall per enhet	Varenummer
Mann	8	30	421564
	10	30	421565
	12	30	421566
	14	30	421567
	16	30	421568
Kvinne	8	30	421570
	10	30	421571
	12	30	421572
	14	30	421573
	16	30	421574
Mann, Tiemann (bøyd tupp)	8	30	421907
	10	30	421908
	12	30	421909
	14	30	421910
	16	30	421911
	18	30	421912

Referanser: 1. Hudson E. & Murahata R.I. The 'no-touch' method of intermittent urinary catheter insertion: can it reduce the risk of bacteria entering the bladder? *Spinal Cord* 2005;43(10):611–614. 2. Charbonneau-Smith R. No-touch catheterisation and infection rates in a select spinal cord injured population. *Rehabilitation Nursing* 1993;18(5):296–299, 305.