



– Det er så mange typer sår.

– På avdelingen mottar vi pasienter med alle typer væskende sår. Vi har mange bandasjer å velge mellom, men det viktigste for oss er at bandasjen er fleksibel og kan absorbere sårveske i ulike mengder. Hvert sår utvikler seg jo individuelt.

Sykepleier på ortopedisk kirurgisk avdeling

Det enkle valget til væskende sår

AQUACEL® bandasje er en universalbandasje som gir optimal heling¹ av moderat til kraftig væskende kroniske og akutte sår. AQUACEL® bandasje absorberer sårveske raskt og omdannes til en sammenhengende gel som holder på sårvesken, selv under kompresjon.¹ Bandasjen er enkel å legge på og ta av igjen² og kan sitte på i opptil sju dager.

Få bandasjeskift¹ er en klar fordel for både behandleren og pasienten samt for selve sårhelingsprosessen.

Indikasjoner: Trykksår, bensår, diabetiske fotsår, brannsår og kirurgiske sår.

Førstevalget til heling av væskende sår

- **Fleksibel universalbandasje til fuktig sårheling**
- **Optimalt sårhelingsmiljø – rask geldannelse¹, absorpsjon av væske, bakterier og enzymer¹, inflammasjonsdempende³**
- **Binder væske og bakterier – også under kompresjon.¹**
- **Bevarer sårkantene intakte, forhindrer maserasjon.¹**
- **100 % geldannende fibre**
- **15 års klinisk erfaring**

**EVIDENS
BASERT**

AQUACEL®
Dressings



AQUACEL® bandasjer

Størrelse	Antall per eske	ConvaTec kode	Norsk varenr.
5 x 5 cm	10 stk.	177901	815639
10 x 10 cm	10 stk.	177902	815597
10 x 10 cm	5 stk.	177918	815621
15 x 15 cm	5 stk.	177903	815530
4 x 10 cm	10 stk.	403730	901510
4 x 20 cm	10 stk.	403731	921327
4 x 30 cm	10 stk.	403732	913494

Innhold: AQUACEL® bandasjer består av unik Hydrofiber®-teknologi (100 % natriumkarboksymetylcellulose).

Indikasjoner:* AQUACEL® bandasjer kan brukes som primær bandasje på moderat til kraftig væskende sår.

- Kroniske (langsomt helende) sår: Bensår, trykksår, fotsår hos diabetikere
- Akutte sår: Donorsteder, hudavskrapninger, rifter, postoperative sår og delhudsbrannskader

Skifteintervall: Skift bandasje når det er klinisk indisert. Bandasjen kan sitte på i opptil sju dager.

Oppbevaring: Ved romtemperatur.

Steriliseringsmetode: Gammasterilisert.

Klassifisering: AQUACEL® bandasjer er CE-merket og overholder gjeldende miljø- og sikkerhetskrav.

Holdbarhet: Fem år i uåpnet emballasje.

LATEKSFRITT produkt og forpakning.

*Se bruksanvisningen i emballasjen for mer informasjon.

Referanser:

1. Walker M. et al. Hydrofiber® Technology: its role in exudate management. *Wounds UK*, 2010, Vol 6, No 2.
2. Harding K. G. et al. Cost and Dressing Evaluation of Hydrofiber and Alginate Dressings in the Management of Community-Based Patients with Chronic Leg Ulceration. *Wounds* 2001; 13(6): 229-236.
3. Hoekstra M. J. et al. A histological comparison of acute inflammatory responses with a hydrofibre or tulle gauze dressing. *Journal of Wound Care*, 2002, Vol 11, no 3.