

Diamonds™ Føl forskjellen...

Geldannende poser med ActiveOne™
luktkontroll

live
YOUR LIFE
ConvaTec Product Family

Diamonds™

Diamonds™ geldannende poser med ActiveOne™ luktkontroll gir væsker fastere form og reduserer eller eliminerer overflødig gass.

Redusert risiko for lekkasje

Diamonds™ danner en gel av avføringen og reduserer risikoen for tilbakestrømming rundt kanten av hudplaten.

ActiveOne™ luktkontroll og anti-"ballooning" system

Diamonds™ reduserer risikoen for 'oppblåst pose' ved å fange flatusmolekylene med det patentbeskyttede ActiveOne™ luktkontroll- og anti-"ballooning"-systemet.

Komfort og velvære

Lukt - ActiveOne™ reduserer eller eliminerer uønsket lukt i forbindelse med bruk av stomiposer.

Diskresjon - Én Diamonds™-pose som legges inn i posen sikrer at avføringen blir gelformet og innholdet kan enkelt flates ut, og slik beholdes den originale formen og forhindrer buler under klærne.

Støy fra posen - Ved bruk av Diamonds™ er det mindre bevegelser inne i posen og derfor mindre støy.

Redusert tømning - Når innholdet i posen omdannes til en gel, opplever mange stomiopererte at de ikke behøver å tømme så ofte.



For ileostomi eller flytende avføring, ikke indisert for urostomi (urin). Hver boks inneholder 100 poser. Posene skal ikke åpnes, de skal plasseres direkte inn i åpningen på en tom stomipose. For flere opplysninger, les brosjyren med bruksanvisningen.




1. Steele. N. Skin care protection for urostomates; Journal of Community Nursing June 2009, volume 23, issue 6

Diamonds™

Når hudbeskyttelse og velvære er et spørsmål om tillit

Sårpleie
Stomipleie
Kontinens og
intensiv-
behandling

Produktoversikt

Diamonds™				
Produkt	Størrelse	Norsk varenr.	ConvaTec kode	
	Diamonds™ 100 poser pr boks Geldannende effekt og luktkontroll	100 stk	816915	420791

For ytterligere informasjon:

www.minstomi.no

Niltac™
Silesse™
Diamonds™



 ConvaTec

ConvaTec Norway AS, Postboks 6464 Etterstad, 0605 Oslo • kundeservicesenter : Tlf.: 800 30 995 • www.minstomi.no
Les pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.