

Embra® AmpSnap ampullebryter

REF: 111003, 152503

Embra® AmpSnap er en mekanisk ampulleåpner beregnet for åpning av glassampuller. Det er et enkelt håndholdt verktøy designet for enkelt å åpne glassampuller med en enkel knekkbevegelse på toppen av ampullen. Ved åpning innkapsles glassplinterne inne i AmpSnap og kastes sammen i beholderen for skarpe gjenstander, noe som reduserer risikoen for kutt på fingrene. Embra® AmpSnap er ment som et verdifullt verktøy for sykepleiere, farmasøyter og klinikere, og tilbyr rask og presis ampulleåpning. Ampulleåpneren er et engangs plastprodukt tilgjengelig i to størrelser. Glassampullene åpnes trygt ved å knekke dem.

Nøkkelegenskaper

- Kompatibel med ampullstørrelser 1-10 ml og 15-25 ml
- Forbedret design med ribbet indre vegg for sklisikkert ampullgrep
- Dobbeltsidig design, som tillater valg av optimal passform for ampulltoppen
- Brutt glassampulltopp beholdes for sikker avhending
- Lagert av minst 70% biobasert plastinnhold, testet i henhold til ASTM D 6866
- Produktpakking laget av FSC® Mix resirkulert fiber



REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
111003	AmpSnap ampullebryter, Hvit	1-10 ml	100 / 10000
152503	AmpSnap ampullebryter, Hvit	15-25 ml	70 / 7000

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

N/A	
 Not made with natural rubber latex   	
REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Etterlevelse av regelverk:	N/A
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 15223-1

Materiale

Produkt del	Råmateriale og egenskaper
Hovedmateriale	Termoplastisk elastomer av typen TPS-H med minst 70% biobasert karboninnhold

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	N/A	N/A
Dispenserpakning	TCF eller ECF kvalitet	105 x 84 x 73
Transportkartong	TCF eller ECF kvalitet	535 x 345 x 379
Emballasjetape	N/A	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
111003	N/A	6438129800029	6438129800036
152503	N/A	6438129800042	6438129800050

Embras oppdrag er å utvikle ansvarlige helsetjenester som fokuserer på å redusere miljøpåvirkningen samtidig som kvaliteten for pasienter og omsorgspersoner økes. Sammen kan vi gjøre en positiv forskjell, så takk for at du valgte Embra.