



Artikkelnummer 220949

Filmbandasje, Abena Curi-Med, 10m x 15cm, Ikke-steril

- ✓ Transparent
- ✓ Beskyttende
- ✓ Semipermeabel
- ✓ Bakterie- og virussikker
- ✓ Vannnett
- ✓ Hud-vennlig



Produktbeskrivelse

Curi-Med transparent filmbandasje på rull er en myk, behagelig og tynn semipermeabel polyuretanfilm. Filmbandasjen er bakterie- og virussikker. Den er også væskesikker. Fordampningskapasiteten reduserer risikoen for maserasjon av huden under filmen. Limet er hudvennlig og etterlater ingen limrester.



Spesifikasjoner

| | |
|---------------------------------------|--|
| Basenavn | Filmbandasje |
| Merke | Abena |
| Undermerke | Curi-Med |
| Underfarge | Transparent |
| Spesifikasjoner | Ikke-steril |
| Til engangs- eller gjenbruk | Engangsbruk |
| Ingredienser / sammensetning | PUR, akrylatlim |
| Lengde/dybde | 10 m |
| Bredde | 15 cm |
| Vekt, brutto | 261.2 g |
| Sertifiseringer | CE |
| CE-klasse | Class I |
| Direktiver, forskrifter og lover | 93/42EEC |
| Holdbarhet | 5 år |
| Oppbevaringsinstruksjoner | Oppbevares tørt ved romtemperatur uten sollys. |
| Instruksjoner for produktavhending | Kastes i husholdningsavfallet. |
| Instruksjoner for emballasjeavhending | Kan gjenvinnes eller forbrennes. |

Bruksanvisning

Curi-Med transparent filmbandasje kan brukes til fiksering av primære sårforbindinger samt for beskyttende lag over eksponerte hudområder. Det er viktig at filmen sitter ordentlig på huden før beskyttelsesflaten fjernes. Dette kan gjøres ved hjelp av en varm hånd. Kan klippes i egnede lengder.



Artikkelnummer 220949

Filmbandasje, Abena Curi-Med, 10m x 15cm, Ikke-steril

- ✓ Transparent
- ✓ Beskyttende
- ✓ Semipermeabel
- ✓ Bakterie- og virussikker
- ✓ Vanntett
- ✓ Hud-vennlig



Produktbeskrivelse

Curi-Med transparent filmbandasje på rull er en myk, behagelig og tynn semipermeabel polyuretanfilm. Filmbandasjen er bakterie- og virussikker. Den er også væskesikker. Fordampningskapasiteten reduserer risikoen for maserasjon av huden under filmen. Limet er hudvennlig og etterlater ingen limrester.



Spesifikasjoner

| | |
|---------------------------------------|--|
| Basenavn | Filmbandasje |
| Merke | Abena |
| Undermerke | Curi-Med |
| Underfarge | Transparent |
| Spesifikasjoner | Ikke-steril |
| Til engangs- eller gjenbruk | Engangsbruk |
| Ingredienser / sammensetning | PUR, akrylatlim |
| Lengde/dybde | 10 m |
| Bredde | 15 cm |
| Vekt, brutto | 261.2 g |
| Sertifiseringer | CE |
| CE-klasse | Class I |
| Direktiver, forskrifter og lover | 93/42EEC |
| Holdbarhet | 5 år |
| Oppbevaringsinstruksjoner | Oppbevares tørt ved romtemperatur uten sollys. |
| Instruksjoner for produktavhending | Kastes i husholdningsavfallet. |
| Instruksjoner for emballasjeavhending | Kan gjenvinnes eller forbrennes. |

Bruksanvisning

Curi-Med transparent filmbandasje kan brukes til fiksering av primære sårforbindinger samt for beskyttende lag over eksponerte hudområder. Det er viktig at filmen sitter ordentlig på huden før beskyttelsesflaten fjernes. Dette kan gjøres ved hjelp av en varm hånd. Kan klippes i egnede lengder.