

Juzo Ulcer System

3573

Det effektive system til behandling af ulcer cruris



Kompression 3

3

Model

AD

ADK

Størrelse

1/XS

2/S

3/M

4/L

5/XL

6/XXL

Farve Beige



Den effektive duo til sårbehandling

- Meget vigtige forhold i behandlingen af venøs bensår: 1. Beskyttelse af sensitive områder i huden, når produktet tages på, 2. Højt niveau af kompression
- Beige Juzo Ulcer Liner (< KKL 1) er nem at tage på, og perfekt til at sikre sårbandage og beskytte huden
- Juzo Ulcer Dynamic (KKL 2) tages på som en yderstrømpe
- Når det bruges som et sæt, vil den samlede kompression være KKL. 3
- Kan bruges dag og nat i løbet af behandlingen, og da det er et sæt á 2 liners, kan denne skiftes
- Løjefaldende look, behagelig og kan anvendes med almindeligt fodtøj
- Vask: Yderstrømpe 40 grader, liner 60 grader

Indhold

Liner: 77% polyamid, 23% elastan

Yderstrømpe: 75% polyamid, 25% elastan

Juzo Ulcer System · Juzo Ulcer System Add

Art. 3573 · 2561 Længde i cm		Seriestørrelser · Omfang i cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
PD AD middel 40,0–46,0 kort 34,0–39,0	cD	27,0–29,5	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39,0	38,5–42,0	41,5–45,5
	cC	29,0–31,5	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41,0	40,5–44,5	43,0–47,0
	cB'	23,5–25,5	25,5–28,0	27,5–30,0	30,0–33,0	32,5–35,5	35,0–38,5
	cB	18,5–20,0	20,0–22,0	22,0–24,0	24,0–26,0	26,0–28,5	28,0–30,5
	cY	28,0–30,5	29,0–31,5	31,0–34,0	33,0–36,0	35,0–38,5	37,0–40,5
	cA	18,5–20,0	20,0–22,0	22,0–24,0	24,0–26,0	26,0–28,5	28,0–30,5
PZ Juzo Ulcer Liner	22,5–27,5						
PA Juzo Ulcer Dynamic	15,0–21,0						

