

# KRAFTIG ALKALISK RENGJØRING TIL STERILSENTRALEN

## Aniosyme Synergy WD Plus

### MONO-ENZYMATISK VASKEMIDDEL TIL KRAFTIG ALKALISK RENGJØRING

Aniosyme Synergy WD Plus er et alkaliske, flytende rengjøringsmiddel til automatisk etterbehandling av instrumenter. Den spesialutviklede mono-enzymatiske, silikatfri formelen gir utmerkede rengjøringssegenskaper samt utmerket materialkompatibilitet i lave konsentrasjoner.

- **KRAFTIG** - Alkalisk rengjøringsstyrke; pH-verdi > 10
- **ENZYMATISK** - Effektiv mot alle slags belegg
- **EFFEKTIV** - pH-verdi over 10 uavhengig av vannkvalitet



# Aniosyme Synergy WD Plus

Mono-Enzymatisk vaskemiddel til kraftig alkalisk rengjøring



Aniosyme Synergy WD Plus  
5 L kanne

## KRAFTIG

Alkalisk rengjøringsstyrke; pH verdi > 10 oppfyller RKI krav.

## ENZYMATISK

Fjerning av alle typer smuss ved fleksibel dosering på grunn av den spesialutviklede silikatfri mono-enzymatiske formel.

## EFFEKTIV

Laveste konsentrasjonseffektivitet påvist fra 0,3% til 1% beviser en utmerket rengjøring.

## KJEMISK-FYSISK DATA

|                                                            |      |            |
|------------------------------------------------------------|------|------------|
| Densitet                                                   | 20°C | 1,152 g/mL |
| pH verdi* (konsentrat)                                     | 20°C | 10,0       |
| pH verdi* ved 0,3% (3ml/L i Demineraliseret vann)          | 20°C | 10,9       |
| pH verdi* ved 1% (10ml/L i Demi vann)                      | 20°C | 11,0       |
| Konduktivitet ved 0,3%<br>(oppløsning, 3 ml/l i Demi vann) | 20°C | 515 µS/cm  |
| Konduktivitet ved 1%<br>(oppløsning, 10 ml/l i Demi vann)  | 20°C | 1412 µS/cm |
| Viskositet (konsentrat)                                    | 20°C | < 15 mPa/s |

\*pH-verdimålinger under driftsforhold, alltid ved hjelp av et pH-meter med temperaturkompensasjon.

## ORDREINFORMASJON

| PRODUKT                        | FORPAKNING | VARENUMMER |
|--------------------------------|------------|------------|
| Aniosyme Synergy WD Plus kanne | 2 X 5 L    | 3110180    |
| Aniosyme Synergy WD Plus kanne | 20 L       | 3110200    |
| Aniosyme Synergy WD Plus fat   | 200 L      | 3110210    |



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Germany

## BRUKSOMRÅDE

Konsentrert mono-enzymatisk vaskemiddel til etterbehandling og rengjøring av kirurgisk og medisinsk utstyr i automatiske vaskedekontaminatorer og vasketunnel.

## BRUKSANVISNING

- Konsentrert løsning for profesjonell bruk
- Brukes i en automatisk vaskemaskine eller vasketunnel med en oppløsning på 0,3%. Om nødvendig kan doseringen økes til 1%
- Effektivt fra 1 minutt
- Tilpass konsentrasjonen, kontakttiden og temperaturen av oppløsningen i henhold til graden av tilsmussing, den brukte rengjøringsmetoden og det målrettede pH-nivået i rengjøringsfasen
- Maksimum temperatur: 60°C

## INNEHOLDER

Non-ioniske overflateaktive stoffer, sekvestreringsmiddel, enzymkompleks (protease), hjelpestoffer.

## OPPBEVARING

Farlig - respekter forholdsreglene ved bruk (utarbeidet i henhold til gjeldende europeiske regler for klassifisering og merking av kjemiske produkter). Oppbevaring: mellom +5°C og +25°C.

## SERTIFIKATER

På forespørsel kan vi skaffe sertifikater.

## MEDISINSK UTSTYR BRUKES MED FORSIKTIGHET

Les vennligst etikett og produktinformasjon.



KUN TIL PROFESJONELL BRUK.



www.ecolab.no