



AVSPENNINGSMIDDEL FOR INSTRUMENTER

Anios RL

AVSPENNINGSMIDDEL FOR INSTRUMENTER

- Tørkeaktivator for rask og flekkfri tørking
- Svært kompatibelt med polysulfone
- Tilpasset til bruk for alle typer maskiner



Anios RL

Avspenningsmiddel for instrumenter



Anios RL
5 L kanne



Anios RL
20 L kanne

PRODUKTEGENSKAPER

- Fargeløs klar væske
- pH konsentrert produkt ved 20°C ca. 7,2
- pH bruksoppløsning ved 0.08%*: ca. 5,8
- pH bruksoppløsning ved 0.3%*: ca. 6,2
- Densitet ved 20°C :1.013

*pH-verdimålinger under driftsforhold, alltid ved hjelp av et pH-meter med temperaturkompensasjon.

FORPAKNING OG ORDRE INFORMASJON

PRODUKT	EMBALLASJE	VARENUMMER
Anios RL	2 x 5 L kanne	3112120
Anios RL	1 x 20 L	3112190



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuert av:
PULS AS
Brynsveien 14
0667 OSLO
Tlf: +47 22 30 05 00
www.puls.no

BRUKSOMRÅDE

Nøytralt avspenningsmiddel til kirurgiske og medisinske instrumenter. Kombinert produkt som gir rask og flekkfri tørking.

BRUKSANVISNING

Konsentrert. Brukes i oppløsning mellom 0,08 - 0,3 % i kaldt eller varmt vann (0,8-3ml pr liter vann) avhengig av type maskin.

INNEHOLDER

Sammensetning av overflateaktive stoffer, skumdempingsmiddel, stabiliseringsmiddel, hjelpestoffer.

OPPBEVARING

Farlig - respekter forholdsreglene ved bruk (utarbeidet i henhold til gjeldende europeiske regler for klassifisering og merking av kjemiske produkter).
Oppbevaring: + 5 ° C til + 25 ° C.

SERTIFIKATER

Kan rekvireres.

MEDISINSK UTSTYR BRUKES MED FORSIKTIGHET

Vennligst les etikett og produktinformasjon før bruk.



KUN TIL PROFESJONELL BRUK.

ECOLAB[®]

www.ecolab.no