


evercare[®] Medikit suturfjerningssett Gauze

REF: 400308


evercare[®] MediKit små engangs prosedyresetts settes sammen for å gi helsepersonell nødvendig utstyr for spesifikke medisinske prosedyrer. Hovedformålet med sutur fjerning settet er å fjerne suturer etter mindre medisinske prosedyrer. Tilgjengelig i en enkel, steril pakke, som legger til rette for optimale hygieneforhold og god pasientsikkerhet.

Nøkkelegenskaper


- ▶ 1 skål 13,7 x 9,5 x 3 cm
- ▶ 3 gasbind kompresser 5x5 cm, 17 tråder
- ▶ 1 plastpinsett 12,5 cm grønn
- ▶ 1 sutur kniv




1 Tray 13.7 x 9.5 x 3 cm



3 Gauze swabs 5 x 5 cm
17 threads



1 Plastic tweezer forceps
12.5 cm green




1 Stitches cutter

REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
400308	Suturfjerningssett Gauze		44 / 88

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen: Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering: EN ISO 10993-7

Etterlevelse av regelverk: Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745, MDR Class Is

Samsvar med produktstandarder: EN ISO 11135

Kvalitetsstandarder: EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje: EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
1 skål 13,7 x 9,5 x 3 cm	PP hvit
3 gasbind kompresser 5x5 cm, 17 tråder	100 % bomull
1 plastpinsett 12,5 cm grønn	PP grønn
1 sutur kniv	Rustfritt stål

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme. Må ikke brukes, hvis pakken er skadet.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	150 x 280 x 1
Dispenserpakning	Papp	370 x 282 x 305
Transportkartong	TCF eller ECF kvalitet	595 x 400 x 355
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
400308	06942013200036	16942013200033	26942013200030

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.

