

COBAS CARDIAC POC TROPONIN T

Troponin T test til cobas h232 system.

10 tester/PK

Oppbevaring og holdbarhet: Inntil den oppførte utløpsdatoen ved 2 til 8 °C.

Opp til 1 uke ved romtemperatur (15 til 25 °C). Analysestrimmelen kan brukes umiddelbart etter at den er tatt ut av kjøleskapet. Analysestrimmelen skal brukes innen 15 minutter etter at foliepakken er åpnet. Prøvemateriale: heparinisert fullblod Prøveholdbarhet: 8 timer ved romtemperatur.

Prøvene må ikke avkjøles eller fryses.

