

Delta-Dry®

Vattentåligt polster



- Möjliggör dusch och bad
- Snabb avrinning
- 3D vävteknik förhindrar att vadden ej sjunker ihop
- Lätt vidhäftning för säker applicering



Delta-Dry®

Vattentåligt polster

Fördel för patient

- Dusch & bad är inte något hinder.
- Minskad odör.
- Används med fördel vid gipsning av barn.

Fördel för personal

- Färre oplanerade gipsbyten.
- 3D vävteknik förhindrar att vadden sjunker ihop.
- Lätt vidhäftning underlättar applicering.
- Normal avlägsningsteknik.

Vikt: 99g/m²

Innehåll: Polypropylen 53%, Nylon 47%



Efter bad i saltvatten är det en fördel att efterskölja med färskvatten. Låt avrinna i 10 minuter. Torrt efter ca 1,5 timme.

Torktiden kan påverkas av yttre förhållanden såsom temperatur, luftfuktighet och gipstäthet.



Beställningsinformation

Art.nr	Storlek	Antal/förp
73443-03	5 cm x 2,4 m	12
73443-04	7,5 cm x 2,4 m	12
73443-05	10 cm x 2,4 m	12

