

Former seg perfekt. Hver gang.

Biatain® med unik 3DFit Technology former seg etter sårbunnen, fyller hulrommet mellom sårbunn og bandasje og reduserer opphopingen av eksudat. Dette gir optimale vilkår for sårtilheling.

- Former seg etter sårbunnen
- Absorberer vertikalt
- Stenger eksudatet inne

Biatain®



3DFit Technology fyller hulrommet og reduserer opphopingen av eksudat

**3DFit®**
Technology


Former seg etter sårbunnen

Ved kontakt med såreksudat utvider og former skummet seg etter sårbunnen og reduserer opphopingen av eksudat.



Absorberer vertikalt

Mikrokapillærene i skumstrukturen absorberer eksudatet vertikalt.



Stenger eksudatet inne

Eksudatet stenges inne og retineres under kompresjon, slik at risikoen for lekkasje og maserasjon av sårkanten og huden rundt såret reduseres.

Produktsammensetning

Biatain ikke-klebende er en myk og formbar skumbandasje i polyuretan med en semipermeabel bakterie- og vanntett toppfilm og skrå kanter, slik at risikoen for trykkmerker minimeres. Biatain klebende har dessuten en hydrokolloid klebekant.

Bruksområde

Biatain brukes på en lang rekke væskende sår, for eksempel bensår, trykksår, annengradsforbrenninger, donorsteder og skrubbsår. Biatain ikke-klebende kan også brukes på ikke-infiserte diabetiske fotsår. Biatain kan brukes under kompresjon.

Biatain ikke-klebende

	Artikkelnr.	Størrelse i cm	Antall i eske
	6105	5 x 7	10
	3410	10 x 10	10
	3412	10 x 20	5
	3413	15 x 15	5
	3416	20 x 20	5

Biatain klebende

	Artikkelnr.	Størrelse i cm	Antall i eske
	3462	7,5 x 7,5	10
	3420	12,5 x 12,5	10
	3421	15 x 15	5
	3423	18 x 18	5
	3426	18 x 28	10
	3483	17 x 17 Sakral	5
	3485	23 x 23 Sakral	5
	3488	19 x 20 Hæl	5