

Produkt Datablad

Glødelampe XHL #037

HEINE

REF: X-001.88.037



Tryckt: 25.4.2016

REF	Størrelse	
X-001.88.037	2,5V	
		
Materiale:		
Egenskaper:	HEINE XHL® 2,5V Glødelampa #037 er designet for bruk i BETA100 Diagnostikkotoskop, K100 Diagnostikkotoskop, Operasjonsotoskop, BETA Tungespatelholdere, BETA100 VET otoskop samt eldre instrumenthoder som alpha+ F.O. otoskop, alpha+ tungebladholdere og diverse modeller av direkte lysende HEINE otoskop. Merk tt 2,5V glødelamper bare skal brukes i kombinasjon med 2,5V håndtak/strømkilder. Alla HEINE XHL® Xenon Halogen Technology glødelamper er designet for å gi optimal fargetemperatur og belysning for det bruksområde instrumentet er ment for. Dette sikrer en korrekt balanse mellom lysstyrke og korrekt fargegjengivelse fra vevet og resulterer i bedre muligheter for korrekt diagnose. Funksjonen i hvert optiske instrument fra HEINE viler på glødelampen i instrumentet. Innebygde linser i glasset, filament plasser med stor presisjon og homogen lysprojeksjon er viktige faktorer som sikrer tilfredsstillende funksjon av ditt HEINE instrument. Den avanserte designen og produksjonsprosessen forhindrer farlige implosjoner.	
Sterilt produkt:	Nei	
Holdbarhetstid:		
MBA (minste salgsenhet)/stk:	1	