

Produkt Datablad

Glødelampe XHL #078

HEINE

REF: X-002.88.078



Tryckt: 25.4.2016

REF	Størrelse	
X-002.88.078	3,5V	
Material:		
Egenskaper:		HEINE XHL® 3,5V Glødelampe #078 er designet for bruk i BETA400 F.O. otoskop, BETA200 F.O. otoskop, K180 F.O. otoskop, Lambda 100 retinometer, Fin-off transilluminator, BETA200 F.O. VET otoskop samt åpent VET otoskop. Merk at 3,5V glødelamper bare skal brukes i kombinasjon med 3,5V håndtak/strømkildor. Alla HEINE XHL® Xenon Halogen Technology glødelamper er designet for å gi optimal fargetemperatur og belysning for det bruksområde instrumentet er ment for. Dette sikrer en korrekt balanse mellom lysstyrke og korrekt fargegjengivelse fra vevet og resulterer i bedre muligheter for korrekt diagnose. Funksjonen i hvert optiske instrument fra HEINE viler på glødelampen i instrumentet. Innebygde linser i glasset, filament plasser med stor presisjon og homogen lysprojeksjon er viktige faktorer som sikrer tilfredsstillende funksjon av ditt HEINE instrument. Den avanserte designen og produksjonsprosessen forhindrer farlige implosjoner.
Sterilt produkt:		Nei
MBA (Minste bestillingsantall)/stk:		1