

For å utføre en funksjonell kontroll av et HemoCue hemoglobinsystem (instrument, kyvette og bruker), bør en kontrolløsning benyttes. Eurotrol HemoTrol er en kontrolløsning med kjent hemoglobinkonsentrasjon for verifisering av systemets presisjon. Eurotrol HemoTrol er tilgjengelig i 3 ulike nivåer.

Innhold: Hemolysat av bovin opprinnelse.

Holdbarhet: Uåpnet flaske lagret kaldt er holdbar i 19 måneder fra produksjonsdato.
Åpnet flaske er holdbar i 30 dager lagret kaldt eller i romtemperatur (18-30 °C).

Forpakning: Dråpeflaske 2 x 1.0 mL

Nivåer: Lav (Level 1) 78 – 82 g/L
Normal (Level 2) 118 – 122 g/L
Høy (Level 3) 158 – 162 g/L

For ytterligere informasjon om kontroller, se vår hjemmeside www.hemocue.se.

