



SURGICEL® Resorberbar Heostatikum

5 x 7,5 cm, 10 pk

SURGICEL® Er et materiale produsert av oksidert, ett material av oxiderad, regenerert cellulose med en lav PH-verdi (oppløst i destillert vann pH = 4).

Når SURGICEL® legges på og er gjennomvått av blod, forvandles materialet til en geleaktig koagele. Hemoglobinet i de røde blodcellene forvandles til hematin og SURGICEL® antar en mørk brun til svart farge.

SURGICEL® reasorberes vanligvis fullstendig etter 7-14 dager, med ingen eller minimal vevsreaksjon.

SURGICEL® er bakteriologisk og kan sitte bakteriologisk og kan bli sittende.

Med SURGICEL® oppnås hemostase etter 2-6 minutter.