

MICROsed-R System®

Automatisk måling av senkning



MICROsed-R System® er det ideelle og brukervennlige instrumentet for alle klinikker og pleiehjem som har behov av å målesenkning (ESR)

Plasser prøvetakingsrøret i valgfri avlesingsbrønn og ta automatisk et temperaturkorrigert resultat etter 15 alt. 30 min. Forindikasjon etter 10 min.

MICROsed-R system® leser automatisk av senkning ved å scanne sedimentasjonen i hvert prøvetakingsrør uavhengig av plassering.

Et lettanvendelig instrument med dokumentert god presisjon og god korrelasjon til referansemotoden.

- Kort måletid 15 eller 30 min
- Forindikasjon etter 10 min
- Lite blodvolum
- Enkel i bruk, eliminerer tidtagning
- Resultatet vises på displayet så lenge prøvetakingsrøret står i avlesingsbrønnen
- Vedlikeholdsfri
- SKUPtestet
- Forberedt for datatilkobling med Connector

TEKNISKE DATA

Resultat:	mm Westergren
Testrør:	Excyte vakuumrør/prøverør
Blodvolum:	1,0 ml blod
Temperatur:	Automatisk korrigert til 18°C (Manley)
Analytisk kapasitet:	Max 40 test/h
Analyseti	15 alt 30 min, forindikasjon etter 10min
Avlesingsbrønner:	10 st.
Analyseforhold:	Romtemperatur fra 15-32 °C
Måleområde:	1-140 mm
Kontroller:	Normal og Høy, Eget internasjonalt kvalitetsprogram
Størrelse:	140 x 180 x 100 mm.
Vekt:	0,9 kg
Skriver og scanner:	Extern, kan kjøpes separat
Dataoppkobling:	Forberedt for dataoppkobling mot journalsystem

Art.nr.	Artikkel	Antal/frp
052470	Avleser senkning MICROsed-R®	1
052471	SR-rør Excyte 1,0 ml	100
ACC90-099	Kontroll senkn. Accu-Sed Normal/abnormal	1
ELE10-029	Nettaggregat	1
052494	Manuelt senkerstativ	1