

SIKKERHETSATABLAD

Simple Simon®PT reagens og buffer

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket	
1.1. Produktidentifikasjon	
Artikkelnavn:	Simple Simon®PT reagens og buffer
Artikkelnummer:	ZAF 101, ZAF 110
1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen og bruk som frarådes	
Bruksområde:	In vitro diagnostikk
1.3. Opplysning om leverandør av sikkerhetsdatabladet (importør) og produsent	
Produsent	Leverandør
Zafena AB Norrbygatan 1 590 31 Borensberg SVERIGE Telefon: +46-141-405 20 E-post: info@zafena.se	Medic24 AS Byfogd Paus gate 10 3717 Skien NORGE Telefon: + 47 35 57 03 00 E-post: info@medic24.net Web: www.medic24.net
1.4. Nødnummer	
Giftinformasjonen	Telefon: + 47 22 59 13 00

2. Farlige egenskaper
Simple Simon®PT består av frysetørget reagens ZAF 101-1 og buffer ZAF 101-2 som inneholder 0,09% natriumazid for å hinde bakterievekst. Natriumazid er meget giftig. Stoffet er ikke i REACH eller på kandidatlisten. Natriumazid er et prioritert risikoreduksjonsmiddel (Kjemikalieinspeksjonens prioriteringsliste PRIO).

3. Sammensetning/opplysning om ingredienser
Simple Simon®PT buffer, pH 6-8, inneholder Natriumazid (CAS 26628-22-8) i innhold av < 0,1 % (w-v) og behøver ikke registreres som farlig substans i henhold til 88-379/EEG.

4. Førstehjelpstiltak	
Etter innånding:	Frisk luft. Dersom ubehag oppstår, kontakt lege.
Etter hudkontakt:	Skyll med store mengder vann. Ta av forurenset klær og sko.
Etter øyekontakt:	Skyll med fysiologisk koksalt løsning. Om irritasjon fortsetter, kontakt lege.
Etter svelging:	Skyll munnen med vann. Drikk rikelig med vann.

5. Brannslukningstiltak	
5.1.Slukningsmidler	
Egnede slukningsmidler:	Vannspray, karbondioksid, pulverslukking eller skum.
Spesielle farer:	Produktet er ikke brennbart. Produktet representerer ingen brann- eller eksplosjonsrisiko.

I henhold til 1272/2008/EG

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp	
6.1. Personlig verneutstyr	
Bruk hansker, unngå kontakt med substansen.	
6.2. Rengjøringsmetoder	
Tørk opp søl av substans og vask avløpsplassen når all materiale er fjernet. Avfall skal håndteres i henhold til lokale eller nasjonale forskrifter.	

7. Håndtering og oppbevaring	
Håndtering:	Ingen spesielle forholdsregler.
Oppbevaring:	Lagres i originalflaske. Lagring ved 2-8°C.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr	
Generelt:	Vanlig forsiktighet ved håndtering av biokjemikalier. Vask hender ordentlig etter håndtering.
Åndedrettsvern:	Ikke nødvendig ved normal ventilasjon.
Håndvern:	Bruk beskyttelseshansker. Hanskematerialet skal være ugjennomtrengelig for produktet.
Øyevern:	Ikke nødvendig ved normal håndtering av produktet.
Kroppsværn:	Ikke nødvendig ved normal håndtering av produktet.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper	
Utseende:	Væske
Farge:	Svakt gulaktig
Løslighet:	Vannløslig
Spesifikk vekt:	Ikke relevant
pH:	6-8

10. Stabilitet og reaktivitet	
Stabilitet:	Stabil
Farlige nedbrytningsprodukter:	Genererer eksplosive stoffer med bly og kobber. Ikke kast reagens eller buffer i avløp som har rør av disse metallene. Hvis reagens eller buffer helles i avløp, skyll rikelig med vann.

11. Toksikologiske opplysninger	
Akutt giftighet:	Ukjent
Hudkontakt:	Ukjent
Øyne:	Ukjent
Øvrig giftinformasjon:	Ingen hittil kjente forgiftninger

12. Økologiske opplysninger	
Oppsummering: Produktet er vannløselig og ikke klassifisert som giftig.	

13. Disponering/Avfallshåndtering	
Oppsummering: Avfallshåndtering i henhold til nasjonale eller regionale bestemmelser.	

I henhold til 1272/2008/EG

14. Transportopplysninger

Omfattes ikke av transportrestriksjoner.
Produktet er pakket i glassflasker, håndteres varsomt.

15. Gjeldende forskrifter

Produktet dekkes ikke under forskrifter og merkingskrav i henhold til 88-379/EEG.

16. Ytterlig informasjon

Sikkerhetsdatabladet er utformet i henhold til EU-direktiv 1272/2008/EG.
Zafena AB anser at denne informasjonen er korrekt. Den skal ikke anses som fullstendig, men som en veiledning. Den er laget med tanke på å gi produktinformasjon om korrekt og sikkert sett for bruk, lagring, transportering og avfallshåndtering. Produktet er kun for in vitro diagnostikk.

Versjon: 04

Revisjonsdato: 14.02.2017