

HMS datablad

Produktnavn: Uricult Trio, varenummer 1003
Dato: 03.08.2011

1. Identifikasjon av produktet og ansvarlig firma

1.1. Identifikasjon av produktet:

Produktnavn: Uricult Trio
Varenummer produsent: 68197
Formålet:
Uricult Trio er en dyppekultur metode for påvisning av bakterier i urinen.

1.2. Identifikasjon av produsent og leverandør:

Produsent: Orion Diagnostica OY
Adresse: P.O. BOX 83, 02101 Espoo, Finland
Telefon: +358 10 4261 Telefax: +358 10 426 2794

Leverandør i Norge:

Firma: Orion Diagnostica as
Adresse: Postboks 321, 1372 Asker
Telefon: 66 78 56 30 Telefax: 66 78 56 59

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

2.1. Beskrivelse

Uricult Trio dyppekultur, 10 stk
Plastflater dekket med dyrkningsmedia.

2.2. Farlige ingredienser

3. Viktigste faremomenter

Produktet er ikke farlig i henhold til spesifikasjoner i Direktivet 67/548/EEC
Bakterier som vokser på de inokulerte plastflatene kan være patogene. Brukte dyppekulturer bør derfor behandles og destrueres som potensielt smittsomt materiale.

4. Førstehjelpstiltak

- 4.1. **Øyekontakt:** Vask med store mengder vann. Søk medisinsk hjelp ved vedvarende symptomer
4.2. **Hudkontakt:** Vask med store mengder vann og såpe.
4.3. **Innånding:**
4.4. **Etter inntak:** Skyll munnen med store mengder vann. Drikk store mengder vann. Innta aktivert kull: 20-40 g i en 10% løsning/ velling. Søk medisinsk hjelp ved vedvarende symptomer.

5. Tiltak ved brannslukning

- 5.1. **Egnet slökkemiddel:** Tilpasset materialer oppbevart i umiddelbar nærhet.
5.2. **Spesiell risiko:**
5.3. **Annen informasjon:** Ikke lettantennelig.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personrelaterte forhåndsregler:

6.2. Miljørelaterte forhåndsregler:

Følg lokale regler

6.3. Prosedyrer for rengjøring:

Ubrukt produkt: Søl kan fjernes med absorberende papirmateriale, f.eks papirhåndkle.

Brukt produkt: Søl av potensielt smittefarlig materiale bør umiddelbart fjernes med absorberende papirhåndkle eller annet egnet materiale, og det kontaminerte området rengjøres med standard desinfeksjonsmiddel. Materialer brukt til rengjøringen, inklusive hansker, bør kastes/håndteres som farlig søppel.

6.4. Annen informasjon:

7. Håndtering og oppbevaring

7.1. Håndtering:

Kun for in vitro bruk.

Oppbevaring:

Oppbevar ved +7° - +25° C, beskyttet mot lys og trekk. Se pakningsvedlegg.

7.2. Annen informasjon:

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

8.1. Spesifikke kontrollparametre

8.2. Personrelatert beskyttelsesutstyr: Bruk god laboratoriepraksis (GLP)

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Form: fast

9.2. Farge: Cled er grønn, MacConkey er rødbrun og E. Coli agaren er blek gul.

9.3. Lukt:

9.4. pH-verdi: 6,7-7,4

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Forhold som bør unngås:

10.2. Substanser som bør unngås:

10.3. Farlige nedbrytende produkter i tilfelle brann: Se pkt 5.

10.4. Ytterligere informasjon: Stabilt

11. Opplysninger om helsefare

11.1. Akutt toksisitet:

11.2. Subakutt til kronisk toksisitet:

11.3. Ytterligere toksikologisk informasjon:

12. Miljøopplysninger

12.1. Miljøtoksisk effekt:

12.2.

12.3. Toksisk effekt på organismer:

12.4. Ytterligere informasjon:

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Generelt: Avhendes i henhold til nasjonale og lokale regler.

Ikke brukt produkt: Kan kastes i vanlig avfall eller resirkuleres
Brukt materiale: Skal betraktes som potensielt smittefarlig og skal derfor behandles slik at det ikke er smittefarlig når det kastes.

14. Opplysninger om transport

Omfattes ikke av regulativet for transport av farlig gods.

14.1. Landtransport:

14.2. Sjøtransport:

14.3. Lufttransport:

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Produktet kommer ikke innunder regulativ om farlige materialer.

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Produktet er ment til bruk av trenet laboratoriepersonell.

Orion Diagnostica as er ikke ansvarlig for noe skader som er resultat av håndtering eller fra kontakt med det ovennevnte produkt.

Informasjonen som er angitt her er basert på den nåværende status av kunnskap. Det er beskrivelser av produktet med hensyn på korrekte sikkerhetsprosedyrer. Det representerer ikke en garanti for produktets egenskaper.

Bruksanvisning:

Er med i pakningen.

Ytterligere informasjon: Orion Diagnostica as

Opprinnelse/bakgrunn for informasjonen:

Safety Data Sheet fra Orion Diagnostica, datert 3.10.2006

Grunn til endringer: Ny logo

Norsk versjon nr. 3

03.08.2011