

ONEMED

Product data sheet

Dosett ordinasjonskort

Art nr. 1031781

Navn: _____

Ordinasjon for: _____

H 1369

CE

Medisin	Styrke	Dosering				Lege
		Morgen	Lunsj	Middag	Kveld	

Montering av barnesikring: 1) Alle lokkene 7+1 åpnes 2) trykk inn sikringen og 3) hold den inne mens sikringen stenges.
For å oppheve sikringen, gjøres akkurat det motsatte. Kontroller alltid at sikringen fungerer.
Sikringen gjør ikke Dosett® helt barnesikker:

Oppbevar alltid DOSETT® utilgjengelig for barn

DESIGN & QUALITY
BY
Item Development
Box 65 • SE-182 07
Stocksund • Sweden

Made in UK ©ITEM 1994, Eur.pat. 519893 (DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE), U.S. pat. 5, 379, 899, JP pat. 3166973

Produktinformasjon:

Beskrivelse: Dosett ordinasjonskort
Spesifikasjon: Til Dosett Maxi