

QUICKVUE[®]

Dipstick Strep A TEST

Hurtigtest for Streptokokker Gruppe A

Gruppe A Streptokokker (eller GAS), er en bakterie som normalt finnes i halsen og på huden. Denne bakterie kan forårsake en rekke ulike infeksjoner fra lett vondt i halsen og lette hudinfeksjoner til livstruende invasive sykdomstilstander. Gruppe A infeksjoner kan som regel behandles med antibiotika og spes via direktekontakt person til person. QuickVue Dipstick Strep A test er beregnet for en rask, kvalitativ påvisning av Gruppe A Streptokokkantigen fra halsprøve, eller bekreftelse av presumptive Gruppe A Streptokokkantigen fra dyrkingskolonier.

Teststrimmelformatet gjør utførelsen både enkel og smidig. Dessuten minimeres avfallsmengden. Resultatet fås i form av to ulikfargede linjer hvilket medfører en enkel og sikker avlesing av testen. Dette tilsammen med en svært høy følsomhet, gjør QuickVue Dipstick Strep A test til en av de mest sikre og kostnadseffektiva

Strep A- testene på markedet.



Rask diagnose og behandling

- Resultat innen 5 minutter
- Prøvetaking og behandling ved et og samme besøk
- Enkelt test

Enkel å bruke

- Teststrimmelformat
- Enkel og sikker avlesing med resultat i to farger

Svært høy kvalitet

- 92 % sensitivitet, 98 % spesifisitet.
- 95 % overensstemmelse med dyrking
- Høy følsomhet ved lave bakterienivåer

Praktisk


- Alt som trengs for testen finnes i forpakningen
- Oppbevaring i romtemperatur. 18 måneders holdbarhet fra produksjon
- Innebygde positive og negativa kontroller bekrefter at testen fungerer korrekt
- Positiv og negativ kontrolløsning finnes i forpakningen
- Testene er individuelt forpakket for praktisk engangsbruk og enkel avfallshåndtering

QUIDEL[®]
CORPORATION

För mer information om QuickVue Dipstick Strep A test gå in på www.medinor.se eller kontakta kundservice telefon 08-54481210.

Quidel Corporation • Worldwide Headquarters • 1165 McKellar Court • San Diego, CA 92121 USA • www.quidel.com

Gjennomføring:



Se bruksanvisningen i forpakningen for fullstendige instruksjoner.



20108-10 QuickVue Dipstick Strep A test, 50 test
20125 QuickVue Dipstick Strep A test, 25 test



QUIDEL[®]
CORPORATION

För mer information om QuickVue Dipstick Strep A test gå in på www.medinor.se eller kontakta kundservice telefon 08-544 812 10.

Quidel Corporation • Worldwide Headquarters • 10165 McKellar Court • San Diego, CA 92121 USA • www.quidel.com

Distributor Information:

Medinor AB
Box 1215
181 24 Lidingö
Tel: 08-544 812 10
kundservice@medinor.com