

Visste Du....

att den vanligaste orsaken till felaktiga provsvar är preanalytiska faktorer, som till exempel dålig blandning av provet.



Med vår unika batteridrivna vaggga för provrör, TriomiX, påbörjas kvalitetsarbetet direkt vid provtagningstillfället. Med TriomiX blir provet väl blandat för ett korrekt provsvar. TriomiX kan användas till alla slags provrör då vagningshastigheten är reglerbar.



"Triomixen ger oss en hand över "

Specifikationer

Vikt	290 g
Storlek HxDxB	100x150x130 mm
Batteri	12 V batterieliminatör
Anslutning	Uppladdningsbart Li-ion 3,7 V
Material	Miljövänlig plast (ABS)
CE-märkning enligt direktiv.	

För att beställa, kontakta kundtjänst, order@triolab.se eller Tel 031-81 72 00 och ange artikelnummer 600