



## PolyMem WIC / Rope

PolyMem WIC og PolyMem WIC Rope er spesialdesignet for å brukes i dype fistler og kaviteter.

### **PolyMem WIC**

Har ingen semipermiabel film som PolyMem Standard og PolyMem Max, men har forøvrig samme egenskaper.

Brukes til å fylle ut kaviteter. Legg bandasjen på sårflaten (bunn og sider).

Når man bruker PolyMem Wic skal man alltid ha en sekundær bandasje for å beskytte mot lekkasje.

PolyMem WIC absorberer 50% mer væske enn PolyMem Standard.

### **PolyMem WIC Silver Rope**

Brukes i fistler og på abscesser.

Har et forsterket materiale som gjør det enkelt og sikkert å fjerne bandasjen.

Inneholder Nanokrystallisk sølv.

Festner ikke i såret.