


Bardia kvarliggande kateter

Nelatonspets

Bard Norden AB

Kvarliggande urinkateter som i första hand används vid urinretention och endast i undantagsfall vid inkontinens. Inneliggandetid anpassas individuellt upp till 12 veckor. Smärtstillande gel ska användas vid införandet. Ballongen rekommenderas att fyllas med 10 ml sterilt vatten eller Glyco Block.



Art nr	ch	Längd cm	Volym ballong ml	Min best
205145	12	40	10	10 st
205146	14	40	10	10 st
205147	16	40	10	10 st
201297	18	40	10	10 st

Material

Silikon med latexkärna