

Produktblad – Schine Pill Popper

Art nr. 1020904

Schine Pill Popper

Med Schine Pill Popper trycker man enkelt ut tabletter ur blisterförpackningar. Genom det transparenta avtagbara röret har man kontroll så att pillret hamnar i avsett dosfack. Tabletthanteringen blir hygienisk och tidsbesparande.

Schine Pill Popper tål maskindisk (84 grader) och sprittvätt.



Användartips

- Rengör produkten med ljummet vatten och diskmedel alt. maskindisk (max 84 °) innan den används första gången.
- Om en tablett går sönder ska den kasseras.
- Schine Pill Popper passar de flesta förpackningar. Om problem uppstår, där folien är seg eller vid hantering av mycket stora och mycket små tabletter, rekommenderar vi manuell hantering.

Antal/avdelningsförpackning: 10st

Antal/transportförpackning: 180st