

**Cellprovsborste Cytobrush® Plus,  
engångs, steril  
REF C0012**

Sida 1 (1)

Version: 16.01.2015, rev 1

Tryckt 13.10.2015

|                                          |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
|------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| REF                                      | Storlek diam | Längd |                                                                                                                                                                                                            |          |          |
| C0012                                    | 5mm          | 19cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
| <b>Råmaterial:</b>                       |              |       | Borst: nylon, Stråtråd: rostfritt stål; Handtag ABS-plast.<br>Innehåller inte latex eller PVC.                                                                                                                                                                                               |          |          |
| <b>REACH föreskrifter:</b>               |              |       | Produkter som omfattas av detta produktblad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller toxiska substanser inkluderat de särskilt farliga ämnen SVHC) som finns listade på senast tillgängliga version av kandidatförteckningen publicerad av European Chemicals Agency (ECHA). |          |          |
| <b>Funktion:</b>                         |              |       | Cellprovtagningsborste för Pap-test och vätskecytologi används med fördel i kombination med Pap-Perfect plastspatel. För provtagning i endocervikala kanalen.                                                                                                                                |          |          |
| <b>Förpackning:</b>                      |              |       | REF                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Afp (st) | Tfp (st) |
|                                          |              |       | C0012                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/40     | 2000     |
| <b>Hållbarhetstid:</b>                   |              |       | 5 år från tillverkningsdatum                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
| <b>Försäljningsenhet:</b>                |              |       | Avdelningsförpackning                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |
| <b>Överensstämmelse med legala krav:</b> |              |       | Medical Devices Directive 93/42/EEC, Klass I steril                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |
| <b>Kvalitetskrav:</b>                    |              |       | Tillverkas av Cooper Surgical company                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |
| <b>Etikettinformation:</b>               |              |       | I enlighet med EN 980                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |
| <b>Förvaringsrekommendationer:</b>       |              |       | Undvik direkt solljus.                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| <b>Avfallshantering:</b>                 |              |       | I enlighet med lokala föreskrifter                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| <b>Risk vid återanvändning:</b>          |              |       | Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en risk för patienten.                                                                                                                                                               |          |          |