

PRODUKTDATABLAD

TENA DISCREET

EXTRA OG EXTRA PLUS INSTADRY



Bruksområde

TENA Discreet Extra InstaDRY™ er en lekkasjesikker behagelig og diskret beskyttelse for mellomstore urinlekkasjer. Takket være en kroppsformet DRY Zone er beskyttelsen svært tynn, men med en høy absorpsjon.



Skålformet bind med sideelastikk for økt komfort og sikkerhet reduserer forekomsten av lukt

Fresh Odour Control reduserer forekomsten av lukt

Mykt, tekstillignende og pustbart materiale for bedre gjennomlufting. Dette motvirker fuktighet og gir god hudhelse



Trippel beskyttelse mot lekkasjer, lukt og fukt



Unike micro-fresh perler reduserer tilveksten av ammoniak produserende bakterier, som igjen reduserer lukt.



Diskret enkeltpakket



PRODUKTDATABLAD

TENA DISCREET EXTRA OG EXTRA PLUS INSTADRY



Bruksanvisning

Ta ut bindet fra enkeltpakningen og brett det opp. Les på beskyttelsespapiret på baksiden av bindet på hva som er frem, snu den riktig og dra av beskyttelsespapiret. Fest bindet i en ettersittende truse. Pass på at bindet beholder sin skålform. Rull sammen bindet etter bruk og kast det i henhold til gjeldende avfallshåndtering.

TENA DISCREET EXTRA INSTADRY								
Absorpsjon/størrelse	Svane-merket	Lengde cm	Bredde cm	Vekt g	Antall/pose stk	Antall/kart stk	ISO 11948-1 Absorpsjonskapasitet	Essity Art.nr
Extra	✓	34	12	24	10	60	475	76 07 56
Extra	✓				20	240	475	76 07 86
Extra Plus	✓				16	96	600	76 16 70

Varedeklarasjon

OVERFLATE

Materiale: Non-woven

Funksjon: Tørrhet/mykhet mot huden.

INNSLIPPSMATERIALE

Materiale: Vatt av polypropylen og polyester.

Funksjon: Slippe igjennom urin raskt slik at overfalten kjennes tørr.

ABSORBSJONSKJERNE

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter.

Funksjon: Spre, absorbere og lagre urin.

SUPERABSORBENT

Materiale: Polyacrylat

Funksjon: Absorbere og holde på væsken, samt til en viss grad nøytralisere uønsket lukt.

ELASTIKK

Materiale: Polyuretan

Funksjon: Komfort, lekkasjesikkerhet og skålform.

SPERRESJIKT

Materiale: Permeabel polyetenfilm (PE).

Funksjon: Hindre gjennomvætning.

For samtlige TENA Discreet-produkter gjelder at følgende materialer /ingredienser ikke har blitt benyttet: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, duftemner, hudpleiende midler eller parfyme.

Produktene kan benyttes inntil tre år etter tilvirkningsdato. Lagres under normale forhold, og bør ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller fukt. Produktene er klassifisert som medisintekniske produkter, og er CE-merkede.

Kontakt oss for mer informasjon

☎ 20 70 62 00

🌐 tena.no



TENA,
an Essity brand

