


# 3M Tegaderm™ I.V.-bandasje


Kunnskapsbasert pålitelighet



## Perifere venekatetre



To sterile 3M Medipore<sup>TM</sup> fikseringstaper kan brukes for å stabilisere katetervingene (/633)



Dyp splitt og forsterking med fikseringstape gir ekstra sikkerhet og minsker risiko for flebiter. 3M Tegaderm<sup>TM</sup> gir mulighet for inspeksjon av innstikksstedet og bygger en barriere mot kontaminering utenfra. (1633)



Det unike rammesystemet gjør det lett å plassere bandasjen korrekt og forhindrer at bandasjen kleber seg sammen (/623)

| Produkt             | Størrelse  | Antal/avdpk. | Ant.avdpk./kartong |
|---------------------|------------|--------------|--------------------|
| 3M Tegaderm 1633 IV | 8,5 x 7 cm | 100          | 4                  |
| 3M Tegaderm 1623W   | 6 x 7 cm   | 100          | 4                  |
| 3M Tegaderm 1610    | 5 x 6,5 cm | 100          | 4                  |


## Pediatri



1623W Tegaderm IV for barn gir innsyn til stikkstedet og vannrett beskyttelse mot potensielle infeksjoner ved korttidsbruk av IV-terapi (/623)



Tegaderm<sup>TM</sup> 1610. Sikker og stabil fiksering av venekatetre for barn 2-12 år



Tegaderm bandasje oppfyller de spesielle kravene når det gjelder størrelse, hudvennlighet og enkel applisering til pediatrik IV-terapi (/622)

| Produkt             | Størrelse    | Ant./avdpk. | Ant. avdpk./kartong |
|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 3M Tegaderm 1622W   | 4,4 x 4,4 cm | 100         | 4                   |
| 3M Tegaderm 1624W   | 6 x 7 cm     | 100         | 4                   |
| 3M Tegaderm 9534 HP | 6 x 7 cm     | 100         | 4                   |
| 3M Tegaderm 9545 HP | 5,6 x 6,4 cm | 50          | 6                   |

## Produkter med ekstra kantforsterking og sikker fiksering



Tegaderm™ 1614 I6/6


Tegaderm™ 1650 PICC-line.




Tegaderm™ 1655 är framtagen för att säkra fixeringen av flertumenkatetrar. Förbandet är förstärkt med Medipore™ fixeringstejp runt hela förbandet för extra god kateterstabilitet.

| Produkt                    | Størrelse      | Ant./avdpk. | Ant. avdpk./kartong |
|----------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 3M Tegaderm 1614           | 6,0 x 7,0 cm   | 100         | 4                   |
| 3M Tegaderm 1616           | 10,0 x 12,0 cm | 50          | 4                   |
| 3M Tegaderm 1635           | 8,5 x 10,5 cm  | 100         | 4                   |
| 3M Tegaderm 1650 PICC-line | 10,0 x 15,5 cm | 25          | 4                   |
| 3M Tegaderm 1655           | 9,5 x 12,3 cm  | 50          | 4                   |

## Jugularis




Det unike rammesystemet kombinert med den ovale formen gjør bandasjen lett å applisere samtidig som man forhindrer spill på grunn av at bandasjene kleber seg sammen (1635)



Forsterking med fikseringstape og de ekstra to fikseringstapene gir en bedre kateter-stabilitet og –sikkerhet, selv ved bruk av multilumen katetre (1635). Når Tegaderm™ bandasjen er på plass, kan rammen tas bort og innstikksstedet kan lett inspiseres.

## Subklavia



Tegaderm™ bandasjen gir god sikkerhet for innstikksstedet i vena subklavia. Den medfølgende noteringstapen av Micropor™ kan brukes for dokumentasjon for dato for bandasjeskift og navn (1626)

| Produkt            | Størrelse    | Ant./avdpk. | Ant. avdpk./kartong |
|--------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 3M Tegaderm 1626W  | 10 x 12 cm   | 50          | 4                   |
| 3M Tegaderm 9536HP | 10 x 12 cm   | 50          | 4                   |
| 3M Tegaderm 9546HP | 10 x 11.5 cm | 50          | 4                   |
| 3M Tegaderm 9548HP | 14 x 16.5 cm | 10          | 8                   |