

3M Tegaderm™ High Performance Foam Adhesive
Klebende skumbandasje

Tegaderm™ High Performance Foam Adhesive



Delivers
more



- 💧 Intelligent væskekontroll
- ⤴ Reduserer risiko for maserasjon
- 💰 Lengre brukstid gir færre bandasjeskift

www.3m.no/helse

3M

Det optimale sårmiljøet

3M Tegaderm High Performance Foam Adhesive-bandasjen er vitenskapelig utviklet for å tilpasse seg sårmiljøet og følger kroppens helingsprosess. De fire unike lagene sørger for eksepsjonell væskehåndtering og skaper et fuktig miljø for lite til kraftig væskende sår.

Bandasjen er enkel å sette på.

Takket være det patenterte applikeringssystemet kan dette gjøres med en hånd.

Tilpasning til ulike fuktighetsmengder



Sterkt væskende sår: Minimerer risikoen for maserasjon

Når overflødig væske samles opp i eller rundt såret blir huden oppbløtet. Dette er ubehagelig for pasienten og forsinker sårhelingsprosessen. Hvert bandasjelag spiller en avgjørende rolle i å redusere risikoen for maserasjon.

Hvordan virker bandasjen?

- Hurtig vertikal absorbering av sårveske til det myke, absorberende skumlaget
- Det høyabsorberende laget holder fuktighet vekk fra såret og området rundt
- Fordeler overflødig fuktighet til fuktighetkontroll-laget slik at mest mulig kan fordampe
- Eksepsjonell fordampningsevne gjennom den pustende klebefilmen



Lite væskende sår: Hindrer uttørking

Sår med lite væskeutskillelse kan føre til uttørking i såret eller at bandasjen fester seg til sårbunnen. Begge deler er ubehagelig for pasienten. I tillegg hindrer uttørking re-epitaliseringsprosessen og forsinker sårhelingen. I et lite væskende sår vil bandasjens fuktighetskontroll-lag og klebefilm forhindre hurtig fordampning og slik opprettholde et fuktig sårmiljø.

Sterk yteevne gjennom innovativ konstruksjon og nyskapende funksjoner

Patentert, prisvinnende applikeringssystem

Gjør den enkel å applikere, selv med én hånd.

Fuktighetskontroll-lag

Regulerer fuktighetsbalansen og påvirker filmens fordampningsevne.

- Høy fuktighet – høy fordampning
- Lav fuktighet – lav fordampning
- Forlenger bandasjens brukstid

Mykt, absorberende skumlag

Absorberer og leder overflødig fuktighet raskt fra såret og huden rundt.

- Beskytter såret
- Formbart
- Behagelig

Svært formbar klebefilm

Sikrer at bandasjen holder seg på plass på en behagelig måte.

- Høy fordampning ved behov
- Minimerer kantoppulling og lekkasjer
- Vann-, virus- og bakterietett – kan dusjes med

Høyabsorberende lag

Absorberer og holder overflødig fuktighet vekk fra såret. Reduserer risikoen for masesjon

- Øker absorberingsevnen med 100%
- Høy retensjon

Indikasjoner: Trykksår

Rifter i huden

Sår etter hudtransplantasjon

Venøse leggsår








Diabetes sår

Arterielle sår

Skrubbsår

3M Tegaderm™ High Performance Foam Adhesive

Bestillingsinformasjon:

	3M Varenr.	Total-størrelse	Skum-størrelse	Antall/eske	RTV nr.
	90610 firkantet	8,8 cm x 8,8 cm	5 cm x 5 cm	10	937234*
	90611 oval	10 cm x 11 cm	6 cm x 7,6 cm	10	906001*
	90612 firkantet	14,3 cm x 14,3 cm	10 cm x 10 cm	10	875646*
	90613 oval	14,3 cm x 15,6 cm	10 cm x 11 cm	5	914444*
	90616 oval	19 cm x 22,2 cm	14 cm x 17,1 cm	5	817018*
	90619 hæl	14 cm x 14 cm	7,62 cm x 7,62 cm	5	913774*
	90614 Mini oval	7 cm x 7,6 cm	3,1 cm x 3,8 cm	10	
	90615¹ Mini wrap	7 cm x 7 cm	2,5 cm x 2,5 cm	10	

¹Mini Wrap-bandasjen er konstruert med et formbart, absorberende polyuretanskum med en svært pustende, ikke-vannettett filmbakstykke forsterket med myk stofftape.

*På blå resept til stomi.

Ta kontakt med din 3M representant om du ønsker mer informasjon.

Allewyn er varemerker hos Smith & Nephew. Biatain er registrert varemerke hos Coloplast Group. Mepilex er registrert varemerke hos Mölnlycke Health Care. Optifoam er registrert varemerke hos Medline Industries. PolyMem er registrert varemerke hos Ferrus Manufacturing Corporation. TIELLE Plus er varemerke hos Systagenic Wound Management. Versiva og XC er registrerte varemerker hos ConvaTec USA.



3M Norge AS

Avd. Helseprodukter
Postboks 100, 2026 Skjetten
Telefon: 0 63 84
www.3m.no/helse

Resirkuler. Trykket i Norge. © 3M 2012. Alle rettigheter
3M og Tegaderm er varemerker hos 3M.

ISO BR53-N0246-1.0/2013-06