

**Mölnlycke Health Care's
Business Area Wound Care
SVERIGE**

HOME - SE	Om oss	Operation	► Sårbehandling	Kontakta oss	Länkar
Om	Tendra	Kampanjer	► Produkter	Studier	Evenemang
Tendra	sårbehandling				Stipendium

Produkter► [Alfabetiskt index](#)► [Produkter per kategori](#)► [Safetac®](#)HOME - SE > Sårbehandling > Produkter > Alfabetiskt index > **Mesalt®****Mesalt®****Mesalt® rengör effektivt rikligt vätskande och infekterade vätskande sår.**

- Absorberar sårsekret innehållande bakterier och debris
- Rengör effektivt rikligt vätskande och infekterade vätskande sår
- Enkelt att använda

Användningsområden

Mesalt är avsedd för behandling av rikligt vätskande och infekterade sår i inflammationsfasen och djupa sår t.ex. trycksår, postoperativa sårinfektioner, ben- och fotsår.

Observera: Mesalt ska inte användas på torra sår.

Så här fungerar Mesalt

Mesalt stimulerar sårsekretionen och underlättar upptäckningen av vätskande och infekterade vätskande sår i inflammationsfasen genom att avlägsna sårsekret innehållande bakterier och debris från såret. Därmed underlättas den naturliga sårhelingsprocessen.

Design

Mesalt är tillverkad av en absorberande, viskos/polyester nonwoven impregnerad av natriumklorid.

Sortiment

Mesalt levereras sterila, enstycksförpackade

Art nr	Storlek (cm)	Avd fp	Transp fp
285580	5 x 5	30	240
285780	7,5 x 7,5	30	240
286080	10 x 10	30	240
Tamponad			
285280	2 x 100	10	60

More information

För mer information, vänligen kontakta din lokala produktspecialist.