



DuraLock-C®

- kärlkateterlås

- Baktericid effekt.
- Antikoagulantia – dvs behöver inte blandas med någon annan lösning.
- Förhindrar uppkomsten av biofilm – ger stabila flöden i dialyskatetern samt mindre förbrukning av aktilyse.
- Finns i koncentration 46,7 %, 30 % och 4 %.
- CE-godkänd.
- 2,5 ml i resp. spruta för artär- och venskänkel. Färgkodade sprutor.
- Helt steril förpackning där även utsidan av sprutan är steril – ger enklare steril hantering.

Säkert och väldokumenterat



Antikoagulantia
Reducerar biofilm
Baktericid effekt

- Levereras till en låg kostnad.
- Enklare hantering ger tidsvinst.
- Enkelt och väldokumenterat.
- Lång klinisk erfarenhet.

Vårt kärlkateterlås DuraLock-C gör dina arbetsrutiner enklare och mindre kostnadskrävande. DuraLock-C levereras i fyllfyllda sprutor, en för artär- resp. venskänkel. Både lösningen och utsidan av sprutan är steril vilket innebär att helt steril teknik kan användas på ett enklare sätt.

Produktkod	Produkt	Antal
PFDLC 546	DuraLock-C, 46,7 %	30
PFDLC 530	DuraLock-C, 30 %	30
PFDLC 504	DuraLock-C, 4 %	30

1. Weijmer, M. C., van den Dorpel, M. A., Van de Ven, P. J. G., ter Wee, P. M., van Geelen, J. A. C. A., Groeneveld, J. O., van Jaarsveld, B. C., Koopmans, M. G., Poole, C.Y., Schrander Van der Meer, A.M., Siegert, C., & Stas, K.J.F. (2005). Randomized, clinical trial comparison of trisodium citrate 30% and heparin as catheter-locking solution in hemodialysis patients. *Journal of American Society of Nephrology*, 16, 2769-2777.

2. Ash, S. R., Mankus, R. A., Sutton, J. M., Criswell, R. E., Crull, C. C., Velasquez, K. A., Smeltzer, B. D., & Ing, T. S. (2000). Concentrated sodium citrate (23%) for catheter lock. *Hemodialysis International*, 4, 22-31.

3. Winnett, G., Nolan, J., Miller, M., & Ashman, N. (2008). Trisodium citrate 46.7% selectively and safely reduces staphylococcal catheter-related bacteremia. *Nephrology Dialysis Transplant*, 23, 3592-3598.

4. Lok, Charmin E., Debra Appleton, Cynthia Bhola, Brian Khoo, and Robert M.A. Richardson. "Trisodium citrate 4% - an alternative to heparin capping of haemodialysis catheters." *Nephrology Dialysis Transplantation*. 22. (2007): 477-483. Print.