


Product Data Sheet

Termometerskydd Tempasept


REF 401402

Tryckt: 31.3.2016


REF	Storlek	
401402		
Material:		Papper och plastfilm i olika lager. Latex-fria.
Egenskaper:		Engångs termometerskydd extra bred för digitala termometrar (orala, rektala och axillära). Passar termometrar från Terumo.
Steril produkt:		Nej
Hållbarhetstid:		
MBA/st:		1000
Avdelningsförpackning/st:		1000
Transportlåda/st:		10 000




Placera termometern mellan flikarna det innersta höljet.




Vik tillbaka fliken med tryck.




Pressa på ytterhöljet för att ta på ut innerhöljet med termometern.



Mät temperaturen.
temperaturmätningen.



Sätt tillbaka innerhöljet med
termometern i ytterhöljet efter
skydden slängs.



Nu kan termometer tas ut och båda