

Injekt Omnifix®

2- och 3-komponentsprutor för engångsbruk



Standard, fingergraderade och sprutor med kateterfattning för manuellt bruk.

Produktprogram 1 ml till 100 ml.

Injekt 2 ml - 20 ml, luer- och luerlockfattning

2-komponentsprutor "för miljöns skull"



Grön kolv

- underlättar avläsningen av uppdragen mängd

Svart gradering

- för ideal kontrast vid avläsning

Jämnt glidande kolv

- latexfri
- fri från silikon
- med standard luer-fattning eller med centrerad luerlockfattning, speciellt vid cytostatika-användning
- cylindermaterial av PP
- kolvmaterial av PE



Högtransparent cylinder

- underlättar kontroll av sprutans innehåll

Injekt 1 ml med luerfattning 2-komponentspruta, fingraderad



Utökad skala

- möjliggör avläsning av uppdragen mängd även vid större delvolym

nominell	kan användas
volym	upp till
2 ml	3 ml
5 ml	6 ml
10 ml	12 ml
20 ml	24 ml



Injekt-F

- kolven fyller ut luer-konan, vilket reducerar restvolymen och minskar onödiga dosförluster

Injekt-H

för heparin 10,000 I.U./1 ml
för heparin 25,000 I.U./1 ml

- speciell gradering för heparin koncentrationer på 10,000 och 25,000 I.U. gör omräkning av doseringsmängderna överflöd

Omnifix® 3 ml– 50 ml, med luer- och luerlockfattning

3-komponents standardsprutor "med optimala glidegenskaper"



Kolv med dubbel tätning-ring

- för noggrann injicering
- kolvstopp som förhindrar att kolven oavsiktligt dras ur cylindern
- cylindermaterial av PP
- kolvmaterial av PP
- tätning av naturgummi

Latexfri



Standard luerfattning

- 3 ml centrerad, 5–50 ml excentrisk luerfattning




Färgkodade avdelningsförpackningar

- för snabb bestämning av storleken
 - 3 ml blå
 - 5 ml röd
 - 10 ml orange
 - 20 ml grön
 - 30 ml gul
- 100 st sprutor per förpackning

Omnifix® 1 ml med luerfattning

Fingraderade 3-komponentsprutor



Omnifix®-F

- exakt dosering vid små volymer

Omnifix®-H

för heparin 10,000 I.U./1 ml
för heparin 25,000 I.U./1 ml

- cylindermaterial av PP
- kolvmaterial av PS
- tätning av naturgummi

■ produktprogram

Solo - utan kanyl
Duo - med bipackad kanyl
Plus - med monterad kanyl

Omnifix® 50 ml–100 ml, catheter fitting

3-komponents högvolumsprutor



- för sondmatning och spolning
- med centrerad kateterfattning
- med luer-adapter
- cylindermaterial av PP
- kolvmaterial av PP
- tätning av naturgummi

Produktmodeller

Sprutor för engångsbruk enligt ISO 7886-1, EO-steriliserade

Injekt		Graderings- intervall	Kona	Luer Art.nr.	Kona	Luerlock Art.nr.	Minsta ordervolym (st)
1 ml Injekt-F Solo		0.01 ml	centrerad	916 6017 V			1800 (18 × 100)
1 ml Injekt-H 10 000 I.U. Solo		0.02 ml/200 I.U.	centrerad	916 6106 V			1800 (18 × 100)
1 ml Injekt-H 25 000 I.U. Solo		0.02 ml/500 I.U.	centrerad	916 6254 V			1800 (18 × 100)
2 ml Injekt (3 ml) Solo		0.1 ml	centrerad	460 6027 V	centrerad	460 6701 V	2500 (25 × 100)
5 ml Injekt (6 ml) Solo		0.2 ml	excentrisk	460 6051 V	centrerad	460 6710 V	2000 (20 × 100)
10 ml Injekt (12 ml) Solo		0.5 ml	excentrisk	460 6108 V	centrerad	460 6728 V	1200 (12 × 100)
20 ml Injekt (24 ml) Solo		1.0 ml	excentrisk	460 6205 V	centrerad	460 6736 V	800 (8 × 100)
med kanyl:					Sterican® kanyl*)		
1 ml Injekt-F Duo		0.01 ml	centrerad	916 6033 V	strl/mm	Gauge	1800 (18 × 100)
2 ml Injekt (3 ml) Duo		0.1 ml	centrerad	464 5022 V	- /0.50 × 16	25 G × 5/8"	2500 (25 × 100)
5 ml Injekt (6 ml) Duo		0.2 ml	excentrisk	464 5057 V	14/0.60 × 30	23 G × 1 1/4"	2000 (20 × 100)
10 ml Injekt (12 ml) Duo		0.5 ml	excentrisk	464 5103 V	12/0.70 × 30	22 G × 1 1/4"	1200 (12 × 100)
20 ml Injekt (24 ml) Duo		1.0 ml	excentrisk	464 5200 V	2/0.80 × 40	21 G × 1 1/2"	800 (8 × 100)

Omnifix®		Graderings- intervall	Kona	Luer Art.nr.	Kona	Luerlock Art.nr.	Minsta ordervolym (st)
1 ml Omnifix®-F Solo		0.01 ml	centrerad	916 1406 V			1800 (18 × 100)
1 ml Omnifix®-H 10 000 I.U. Solo		0.02 ml/200 I.U.	centrerad	916 2909 V			1800 (18 × 100)
1 ml Omnifix®-H 25 000 I.U. Solo		0.02 ml/500 I.U.	centrerad	916 2607 V			1800 (18 × 100)
3 ml Omnifix Solo		0.1 ml	centrerad	461 6025 V	centrerad	461 7022 V	2500 (25 × 100)
5 ml Omnifix Solo		0.2 ml	excentrisk	461 6057 V	centrerad	461 7053 V	2000 (20 × 100)
10 ml Omnifix Solo		0.5 ml	excentrisk	461 6103 V	centrerad	461 7100 V	1200 (12 × 100)
20 ml Omnifix Solo		1.0 ml	excentrisk	461 6200 V	centrerad	461 7207 V	800 (8 × 100)
30 ml Omnifix Solo		1.0 ml	excentrisk	461 6308 F	centrerad	461 7304 F	600 (6 × 100)
50 ml Omnifix (60 ml) Solo		1.0 ml	excentrisk	461 6502 F	centrerad	461 7509 F	100 (1 × 100)
med kanyl:					Sterican® kanyl*)		
1 ml Omnifix -F Duo		0.01 ml	centrerad	916 1465 V	strl/mm	Gauge	1800 (18 × 100)
3 ml Omnifix Duo		0.1 ml	centrerad	464 3100 V	- /0.50 16	25 G × 5/8"	** (25 × 100)
5 ml Omnifix Duo		0.2 ml	excentrisk	464 3119 V	14/0.60 30	23 G × 1 1/4"	** (20 × 100)
10 ml Omnifix Duo		0.5 ml	excentrisk	464 3127 V	12/0.70 30	22 G × 1 1/4"	** (12 × 100)
20 ml Omnifix Duo		1.0 ml	excentrisk	464 3135 V	2/0.80 40	21 G × 1 1/2"	** (8 × 100)
50 ml Omnifix (60 ml) Solo		1.0 ml			Kateterfattning		
50 ml Omnifix (60 ml) Solo		1.0 ml	med lueradapter och aspirationsgrepp		Kona	Art.nr.	100 (1 × 100)
			med lueradapter och aspirationsgrepp		centrerad	461 0067 F	100 (1 × 100)
100 ml Omnifix Solo		2.0 ml			centrerad	461 3554 F	100 (1 × 100)

*) Ytterliggare sprut- och kanylkombinationer på förfrågan.

**) Vid förfrågan.

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical AB

Box 110
Svärdvägen 21
182 12 Danderyd

Tel 08-634 34 00
Fax 08-634 34 34