

Infusion – tillbehör

Page 1 (2)

KD Luer-lock propp REF 762530

Version: 12.03.2014, rev 1

Last modified: 14.3.2014

<table><tr><th>REF</th><th>beskrivning</th><th>färg</th></tr><tr><td>762530</td><td>Luer-lock propp</td><td>vit</td></tr></table> CE 0123 Producerad i enlighet med legala föreskrifter för medicintekniska produkter EO steriliserad enligt senast uppdaterad version av ISO 11135 standard [NATURAL LATEX FREE] 	REF	beskrivning	färg	762530	Luer-lock propp	vit	
REF	beskrivning	färg					
762530	Luer-lock propp	vit					
Material	Ethylen polypropylen copolymer						
REACH föreskrifter:	Produkten som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).						
Egenskaper:	En steril luer-lock propp. Passar till pvk-er och luer-lock kopplingar.						
Hållbarhetstid:	5 år						
Antal per förpackning:	1 st/sterilförpackning, 100 st/dispenserlåda, 8000 st/transportlåda						
MBE (minsta beställningsbara enhet):	100 st						
Sterilförpackning:	Medical grade papper/PE/PA-film påse (blisterförpackning)						
Dispenserlåda:	Kartong, mått: 100 x 70 x 220 mm						
Transportförpackning:	Kartong, mått: 320 x 470 x 520 mm						
I enlighet med legala krav för:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class Is						
Produktkrav:	I enlighet med EN 594: 1, 2						

Kvalitetskrav:	Producerad i enlighet med ISO 9001 och ISO 13485
-----------------------	--

Etikettinformation:	I enlighet med EN ISO 15223-1, EN 980 och EN 1041
Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering:	Energiåtervinning eller blandat avfall
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en patientrisk.