

## evercare<sup>®</sup> inLine Forlengesslange, PVC-fri

REF: 10526-01, 10527-01, 10528-01, 10529-01

evercare<sup>®</sup> inLine Forlengesslanger er egnet for å forlenge infusjonsslanger, og de kan også kobles til en sprøyte. Forlengesslanger er sterile engangsprodukter som brukes til å lede intravenøse væsker eller medisiner som en forlengelse av infusjons- og perfusjonsenheten ved å gjøre det mulig å koble sammen en infusjonskilde og en infusjonsenhet med vaskulær tilgang.

### Nøkkelegenskaper

- ▶ Tåler væsketrykk på opptil 55 bar
- ▶ Én han- og én hunkobling i hver ende, med beskyttelsespropp
- ▶ Hydrofobt filter forhindrer lekkasje under grunning
- ▶ Fast luer lock




REF	Beskrivelse	Størrelse - Slange innvendig/utvendig, L(lengde)	Priming volume(ml) Ca.	Antall per dispenser/kartong
10526-01	Forlengesslange, PVC-fri	Ø 1/2 mm, L 50cm	0.4	25 / 100
10527-01	Forlengesslange, PVC-fri	Ø 1/2 mm, L 150cm	1.1	25 / 100
10528-01	Forlengesslange, PVC-fri	Ø 1/2 mm, L 200cm	1.5	25 / 100
10529-01	Forlengesslange, PVC-fri	Ø 1/2 mm, L 300cm	2.2	25 / 100

Salgsenhet: Transportkartong

## Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



### REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-01

### Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

### Samsvar med produktstandarder:

EN 8536-9, EN ISO 80369-7

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiale

### Produktdel

### Råmateriale og egenskaper

## Advarsler og anbefalinger

### Advarsler

Produktet skal brukes av lege eller sykepleier.  
Les bruksanvisningen før bruk. Enheten skal brukes i samsvar med instruksjonene.  
Enheten er garantert steril og pyrogenfri, hvis den enkelte pakke ikke er åpnet eller skadet. Må ikke brukes, hvis pakken er skadet, eller hvis beskyttelseshettene er løse eller mangler.  
Ikke stram koblingen for mye. Det kan skade både koblingsdelen og den andre koblingsenheten.  
Ikke bruk instrumenter til å klemme på slangen eller koblingen.  
Gjenbruk kan føre til infeksjon eller annen sykdom/skade.  
Åpne porter/inn ganger skal tildekkes. Bytt sterile endehetter ved behov.

### Anbefalt oppbevaring

Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.

### Anbefalt kassering

Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter

### Holdbarhet

5 år

## Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	140 x 80
Dispenserpakning	PP	305 x 460 x 0
Transportkartong	TCF kvalitet, Kartong	310 x 270 x 192
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

## Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
10526-01	06438129121667	N/A	06438129521665
10527-01	06438129121674	N/A	06438129521672
10528-01	06438129121681	N/A	06438129521689
10529-01	06438129121698	N/A	06438129521696

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.