

# Product Data Sheet

Lyftband för benlyft

REF 2006-50

Tryckt: 12.11.2013

REF	Storlek	
2006-50	För vrist	
		
<b>Material:</b>		Bomull
<b>Egenskaper:</b>		Vid lyft i vrist av patientens ena ben använd band med artikelnr: 2006-50. Placera benlyften vid operationsbordets långsida på den operativa sidan med det längre benparet under op. bordet. Lås lyftens hjul och höj med hjälp av lyftens handkontroll benet till önskad nivå.
<b>Steril produkt:</b>		Nej
<b>Hållbarhetstid:</b>		
<b>MBA/st:</b>		10
<b>Avdelningsförpackning/st:</b>		
<b>Transportlåda/st:</b>		10