



Produktfaktblad TENA Slip

Användningsområde

TENA Slip är ett mycket läckagesäkert och komfortabelt allt-i-ett skydd för medelstora till mycket stora urinläckage. Skyddet finns i fyra absorptionsnivåer (Plus, Super, Maxi och Ultima) och tillåter individanpassning tack vare ett stort antal storlekar.



TENA Slip

Tillsammans gör vi skillnad



Produktfaktablad TENA Slip

Produktegenskaper

TENA Slip är ett mycket läckagesäkert skydd. Dubbla absorberande kärnor med superabsorbenter tillsammans med spridningsskiktet FeelDry™ gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Vätskeavvisande läckagebarriärer och midjeelastik bak hjälper till att förhindra läckage.

TENA Slip är ett mycket komfortabelt och hudvänligt skydd. Textilliknande material runt hela produkten och sidopaneler helt i non-woven.

Skyddet har Odour Neutralizer, d v s är försett med superabsorbenter som kapslar in urin och har en neutraliserande effekt på oönskad lukt. Det textilliknande materialet gör skyddet prasselfritt.

Kombinerad tejp och kardborre underlättar fixering och gör att skyddet enkelt kan justeras och återförslutas. Vätindikator och tydlig färgmarkering (visar absorptionsnivå) finns för hjälp vid val av rätt produkt.

TENA Slip									
Uppsugningsnivå / storlek	Midja/höft (cm)	Längd (cm)	Vikt (g)	Antal/påse (st)	Antal/kart. (st)	Antal kart./pall	Latex fri	ISO 11948-1 Absorptionskapacitet	Art. Nr
Plus									
X-small	50-75	62	66	30	90	20	Ja	1390	71 04 30
Small	55-85	71	71	30	90	16	Ja	1567	71 05 30
Medium	70-120	82	93	30	90	16	Ja	2026	71 06 30
Large	90-145	100	110	30	90	12	Ja	2487	71 07 30
X-Large	120-160	98	125	30	90	12	Ja	2468	71 10 21
Super									
Small	55-85	71	75	30	90	16	Ja	1789	71 11 30
Medium	70-120	82	110	28	84	16	Ja	2475	71 12 28
Large	90-145	100	125	28	84	12	Ja	2711	71 14 28
X-Large	120-160	98	148	28	84	12	Ja	2950	71 10 23
Maxi									
Small	55-85	71	90	24	72	16	Ja	2036	71 08 24
Medium	70-120	82	133	24	72	16	Ja	3181	71 09 24
Large	90-145	100	164	22	66	12	Ja	3696	71 10 22
X-Large	120-160	98	168	24	72	12	Ja	3926	71 10 26
Ultima									
Medium	70-120	82	155	21	63	16	Ja	3472	71 05 21
Large	90-145	100	186	21	63	12	Ja	4353	71 06 21
X-Large	120-160	98	194	18	54	12	Ja	4488	71 06 22



TENA Slip

Tillsammans gör vi skillnad



Produktfaktblad TENA Slip

Ingående material

YTSKIKT INSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

YTSKIKT UTSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Ökad bekvämlighet och diskretion (prasselfri)

INSLÄPPS- OCH SPRIDNINGSMATERIAL

Material: Polyethylene

Funktion: Snabbt insläpp och effektiv spridning av urin, motverkar urin att tränga tillbaka upp till ytan

ABSORPTIONSKÄRNA, övre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

ABSORPTIONSKÄRNA, undre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

SPÄRRSKIKT

Material: Polyeten andningsbar

Funktion: Förhindra läckage/genomvättning, tillåta fuktig luft att ventileras ut från skyddet och på så sätt bibehålla en god hudmiljö och komfort

MIDJEELASTIK

Material: Polyuretan

Funktion: Passform, komfort, läckagesäkerhet

BENELASTIK

Material: Polyeter och polyuretan

Funktion: Passform och läckagesäkerhet

BARRIÄRELASTIK

Material: Polyeter och polyuretan

Funktion: Bidra till läckagesäkerhet

För samtliga TENA Slip skydd gäller att följande material /ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och ej utsätts för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

Användarinstruktion



TENA Slip

Tillsammans gör vi skillnad