

Produktdatablad TENA Bed

Bruksområde


TENA Bed er et komfortabelt, høyt absorberende og holdfast hygieneunderlag. Benyttes som underlag og beskyttelse i seng, stol eller rullestol. TENA Bed beskyttelse finnes i to absorpsjonsnivåer (Normal og Plus) og i en rekke ulike størrelser.

Absorberende sjikt av myk cellulose som er sammanpresset for god holdfasthet og styrke


TENA Bed Plus har kanaler i absorpsjonssonen som begrenser spredning av væske.

Sperresjikt som ligger sikkert på plass under bruk

Sperrkanter langs sidene for å forhindre lekkasje



TENA Bed Plus 180x80 cm kommer med vinger



Produktdatablad TENA Bed

Produktegenskaper

Det absorberende sjiktet består av myk cellulose (fluff) som er presset sammen for at det skal holdes godt på plass ved bruk. TENA Bed Plus har i tillegg superabsorberende som er jevnt fordelt utover det absorberende yttermaterialet som hurtig kapsler inn veske, for økt tørrhet og lekkasjesikkerhet. Sperrekanter på sidene er for å forhindre lekkasje utenfor beskyttelsen. Sperresjiktet på undersiden ligger godt fiksert mot underlaget.

For høy tørrhet har TENA Bed Plus kanaler i absorpsjonssonen som begrenser spredningen av væske. Takket være den høye absorpsjonskapasiteten har TENA Bed Plus stor holdfasthet under bruk. Superabsorbenten har en neutraliserende effekt på uønsket lukt

TENA Bed Plus 180x80 cm kommer med vinger og en absorpsjonssone i størrelsen 85x75 cm.

TENA Bed							
Absorpsjonsnivå/størrelse	Vekt g	Antall/pose stk	Antall/kart stk	Antalk.kart pall	Latexfri	ISO 11948-1 Absorpsjons kapasitet	Essity Art.nr
Normal							
TENA Bed Normal 60x60	42	40	160	12	Ja	963	770045
TENA Bed Normal 60x90	65	35	140	12	Ja	1253	770047
Plus							
TENA Bed Plus 60x60	53	30	120	12	Ja	1201	770109
TENA Bed Plus 60x90	80	30	120	12	Ja	1930	770111
TENA Bed Plus 90x80	108	20	80	8	Ja	2455	770108
TENA Bed Plus m/vinger 180x80	127	20	80	8	Ja	2496	771103



Produktdatablad TENA Bed

Varedeklarasjon

YTTERMATERIAL

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Tørrhet/mykhet mot huden, kapsle in absorpsjonsmaterialet.

ABSORPTIONSKÄRNA

Materiale: Cellulosemasse. TENA Bed Plus har i tillegg superabsorbenter.

Funksjon: Spre, absorbere og holde på væsken

SPERRESJIKT

Materiale: Polyetenplast

Funksjon: Forhindre lekkasje/gjennomvæting. Sikkerstille at beskyttelseb ligger sikkert på plass.

TENA Bed er latexfrie. Produktene kan benyttes inntil tre år etter produksjonsdato. Lagres under normale forhold, og bør ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller fukt. Produktene er klassifisert som medisintekniske, og de er CE-merkede.

Kontakt oss for mer informasjon

 22 70 62 00

tena.no



TENA
an Essity brand

