



Høyabsorberende bandasje

Skaper fuktig sårmiljø
Rask geledannelse
Beholder sin struktur i våt tilstand

 **smith&nephew**

Algiste M[◇]

Kalsiumalginatbandasje



Algisite M - Kalsiumalginatbandasje

Algisite M er en unik kalsiumalginatbandasje tilvirket av fibre som raskt danne en gele når den kommer i kontakt med sårveske. Bandasjen gir minimalt med fiberslipp og strukturen bevares også i våt tilstand.

FORDELER

Høyabsorberende

Algisite M kan absorbere 15g/100cm,² hvilket innebærer høyere absorpsjonskapasitet sammenliknet med andre hydrofiberbandasjer. Dette gjør at bandasjen kan sitte på såret opp til 7 dager, avhengig av sårets sekresjon, utseende og type.

Enkel å fjerne

Når Algisite M brukes på middels til kraftig væskende sår, dannes en myk gele som ikke fester seg i den i måttlig til riktig væskende sår bildas en mjuk gel som ikke fastnar i det delikate granulasjonsvevet. Bandasjen kan enkelt løftes av såret i et stykke eller skylles bort med koksaltløsning.

Fuktig sårmiljø

Ved at gele dannes når alginatfibrene kommer i kontakt med sårveske, skapes et fuktig sårmiljø ved sårflaten.

Former seg etter sårets konturer

Algisite M er svært mykt og formbart, hvilket gjør at den kan formes eller klippes til ut fra sårets utseende og størrelse.

INDIKASJONER

Grunne og dype sår med middels til kraftig sårsekresjon som feks trykksår, bensår, fotsår hos diabetiker.

