



## Høyabsorberende bandasje

Skaper fuktig sårmiljø  
Rask geledannelse  
Beholder sin struktur i våt tilstand

 **smith&nephew**

**Algiste M<sup>◇</sup>**

Kalsiumalginatbandasje

# Algisite M - Kalsiumalginatbandasje

**Algisite M** er en unik kalsiumalginatbandasje tilvirket av fibre som raskt danne en gele når den kommer i kontakt med sårveske. Bandasjen gir minimalt med fiberslipp og strukturen bevares også i våt tilstand.

## FORDELER

### Høyabsorberende

Algisite M kan absorbere 15g/100cm<sup>2</sup> hvilket innebærer høyere absorpsjonskapasitet sammenliknet med andre hydrofiberbandasjer. Dette gjør at bandasjen kan sitte på såret opp til 7 dager, avhengig av sårets sekresjon, utseende og type.

### Enkel å fjerne

Når Algisite M brukes på middels til kraftig væskende sår, dannes en myk gele som ikke fester seg i den i måttlig til riktigt våtskande sår bildas en mjuk gel som inte fastnar i det delikate granulasjonsvevet. Bandasjen kan enkelt løftes av såret i et stykke eller skylles bort med koksaltløsning.

### Fuktig sårmiljø

Ved at gele dannes når alginatfibrene kommer i kontakt med sårveske, skapes et fuktig sårmiljø ved sårflaten.

### Former seg etter sårets konturer

Algisite M er svært mykt og formbart, hvilket gjør at den kan formes eller klippes til ut fra sårets utseende og størrelse.

## INDIKASJONER

Grunne og dype sår med middels til krafig sårsekresjon som feks trykksår, bensår, fotsår hos diabetiker.

