

Introducerer

“SECURA No-Sting  
Barrier Film” - det nye  
navnet på NO-STING  
SKIN-PREP™

Flytende hudbeskyttelsesfilm  
som minimerer smerte



# SECURA™ No-Sting Barrier Film er en flytende hudbeskyttelsesfilm som minimerer smerte

## SECURA No-Sting Barrier Film

- Kort tørketid på under 30 sekunder<sup>1,2</sup>
- Hypoallergen<sup>3,4</sup> alkoholfri væske som reduserer risikoen for svie på følsom hud<sup>4,5</sup>
- Lateksfri og uten parfyme og konserveringsmiddel<sup>4,6</sup>
- Effektiv barriere i opp til 96 timer (4 dager)<sup>7</sup>

## Finnes i 3 sterile varianter:

- Spray - behagelig og lett å bruke. Hver flaske inneholder cirka 235 doser.<sup>8</sup>
- Applikatorpinne - sikrer ren og nøyaktig påføring
- Våtserviett - et kostnadseffektivt alternativ

## Beskytter huden

Beskytter intakt og skadet hud mot irritasjon forårsaket av:<sup>7,9</sup>

- Urin og avføring
- Kroppsvæsker
- Bandasjeskift
- Friksjon

Den beskytter også huden mot belastninger samt ved fjerning av selvklebende produkter.<sup>9</sup>

Kan brukes på barn fra de er 1 måned gamle.

## Vanntett barriere som lar huden puste

Etter påføring gir den beskyttelsesfilmen som dannes, en effektiv og vanntett barriere som lar huden puste. Den er gjennomsiktig og gjør at det er lett å inspisere sårområdet.

## Lengre tid mellom omlegging

SECURA No-Sting Barrier Film kan øke tiden mellom hvert bandasjeskift\*. Den effektive barrieren og overflaten bidrar til å beskytte huden ved bruk av drenslange, eksterne katetre, omkring stomiåpninger og ved bruk av andre selvklebende bandasjer. Den kan brukes sammen med vanlige selvklebende produkter, også akrylat.

\*Må ikke overskride anbefalt hyppighet for bandasjeskift.

## Lett å påføre og fjerne

Lett å påføre på ujevne områder som albuer, knær og hæler. Når SECURA No-Sting Barrier Film er påført, er den smidig og verken sprekker eller flasser av.

Fjernes lett ved å bruke limfjerner, slik at det ikke ligger igjen noen rester rundt sårområdet.

## Bestillingsinformasjon

Art. nr.	Beskrivelse	Forpakning	Antall/forp.
66800710	Spray	28 ml/flaske	1
66800787	Applikatorpinne	3 ml	5
66800788	Applikatorpinne	3 ml	25
66800711	Applikatorpinne	3 ml	50
66800789	Applikatorpinne	1 ml	5
66800790	Applikatorpinne	1 ml	25
66800712	Våtserviett	1 ml	50



### Referanser

1. Time-To-Dry Test: SECURA No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.
2. Tactile Characterization (Stickiness) Test: SECURA No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.
3. An Evaluation of Health Care Products on Children 0-36 Months of Age w/ Normal Skin. Report 09-129700-111, Hilltop Research, 2010.
4. Formulations: SECURA No-Sting Barrier Film Spray and SECURA No-Sting Barrier Film Wipe/Swab
5. Assessing the Sting Potential of Film Forming Barriers. Rpt # 09-60, Cyberderm Clinical Studies, 2009.
6. Odor Test: SECURA No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.
7. Study to Compare the Wash-Off Resistance and Durability of a Barrier Film. Rpt # 09-58A, Cyberderm Clinical Studies, 2009.
8. No-Sting Barrier Spray Mean Spray Content Test. SAP 2010.
9. Skin Protectant Barrier Test: SECURA No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.

**Wound Management**  
Smith & Nephew  
Kråketorpsgatan 20  
Box 143  
431 22 Mölndal  
Sverige

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

™Varemerke tilhører Smith & Nephew  
© Smith & Nephew November 2012  
12-11214-SE

Tlf. +46 (0)31 746 58  
00  
Faks +46 (0) 31 87 05  
31