

Algivon & Algivon Plus

Alginatförband med Manukahonung

Produktbeskrivning

Algivon är ett CA⁺ alginatförband impregnerat med 100% Manukahonung. Alginatfibrerna möjliggör en förlängd effekt och långsammare utsöndring av honungen. Algivon och Algivon Plus är utmärkt för vätskande sår då alginatet har en förmåga att absorbera utan att honungen sköljs bort. Förbandet är mjukt och följsamt, utmärkt för kaviteter samt debridering och upprepning av nekrotiska och orena sår.

Bruksanvisning


Öppna förpackningen. Ta ut kompressen och placera förbandet över såret. Täck med lämpligt förband ex. Eclipse beroende på exudatmängd. Förvaras i rumstemperatur. Vid kraftigt infekterade sår kan Activon Tulle kombineras med extra Manuka honung med Activon tube.

Användningsområde

- Bensår
- Trycksår
- Illaluktande sår
- Torra, orena eller nekrotiska sår
- Maligna tumörsår

Fördelar

- Antiseptiskt
- Antiinflammatoriskt
- Minskar odör
- Osmotisk effekt
- Bibehåller en fuktig sårhelingsmiljö
- Fastnar inte i såret



Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp
CR3831	Algivon	5x5cm	5st
CR3659	Algivon	10x10cm	5st
CR4230	Algivon Plus	5x5cm	5st
CR4225	Algivon Plus	10x10cm	5st
CR4231	Algivon Plus Ribbon	2,5x20cm	5st
CR4223	Wound Probe "blå pinne)	10cm	10st
CR4236	Wound Probe "blå pinne)	10cm	50st

STERILE R   CE 0120

SYLAK AB

Ekonomivägen 5
436 66 Askim
Tel: 031-748 49 50, Fax: 031-68 39 51
www.sylak.se