



# Produktblad – FreeStyle Lite Blodglukos teststicka 70813–70




## Information FreeStyle Lite Blodglukos teststicka 70813–70

- Ingen kalibrering krävs.
- Liten blodvolym krävs, endast 0,3µL
- Startar ej med för lite blod.
- 60 sekunder för att applicera mer blod vilket leder till minimal kassation av stickor.
- 24 månaders hållbarhet.
- Utgångsdatumet på burken gäller oavsett när burken öppnades.
- Ingen risk för interferens från maltos, galaktos, oxygen, ASA (aspirin) eller paracetamol<sup>1</sup>.
- Korrekta mätvärden även vid låga hematokritvärden (15% till 65%).
- Förvara teststickorna mellan 4 °C – 30 °C.
- Använd teststickor inom mätarens driftområde 4 °C – 40 °C.
- 50 st teststickor förpackade i burk.



 [www.abbott-diabetes.se](http://www.abbott-diabetes.se)

 020-190 11 11

Abbott Scandinavia AB • Abbott Diabetes Care • Hemvärnsgatan 9 • Box 1498 • 171 29 Solna

1. John Paul Lock, M.D., Ronald Brazg, M.D., Robert M. Bernstein, M.D. et.al. Performance of a New Test Strip for FreeStyle Blood Glucose Monitoring Systems. Diabetes Technology & Therapeutics, Volume 13, Number 1, 2011.

FreeStyle Lite-teststickan är avsedd för kvantitativ mätning av glukos i kapillärt helblod från fingret, handen, underarmen, överarmen, vaden och låret i venöst helblod. FreeStyle Lite teststickor ska användas för testning utanför kroppen (in vitro diagnostisk användning) och ska användas vid självtestning eller av sjukvårdspersonal. Denna produkt är inte avsedd för diagnostik eller för screening av diabetes mellitus eller för användning med neonatala prover eller artärblod. Rev 1. SEFSLite150055 March 2015