

# BD Plastipak™ 1 ml, 3-komponent spruta




## Sprutor med fast kanyl

Sprutor med fast kanyl har minimal restvolym mellan kanyl och spruta, vilket ger följande fördelar:

- Mindre risk för att luftbubblor bildas.
- Ingen risk att kanylen lossnar från sprutan.
- Högre säkerhet vid administration.

## Sprutor med löstagbar kanyl

Sprutor med löstagbar kanyl ger alla fördelar som BD Plastipak™ sprutan och BD Microlance™ 3 kanylen har. Dessutom erbjuder produkten förenklad injektion genom minskat antal handhavandemoment.



## Sprutor utan kanyl

Storlek ml	Gradering ml	Fattning/ Placering	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
1	0,01	Luer/Centrerad	120/960	303172
1	0,01	Luer-Lok™/Centrerad	100/800	309628

## Sprutor med löstagbar kanyl

Storlek ml	Gradering ml	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd G x tum	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd mm	Kanyl Färgkod	Slipvinkel	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
1	0,01	26 x 3/8	0,45 x 10	Brun	Kort	120/960	303176
1	0,01	25 x 5/8	0,50 x 16	Orange	Kort	120/960	303175

## Sprutor med fast kanyl

Storlek ml	Gradering ml	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd G x tum	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd mm	Slipvinkel	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
1	0,01	27 x 3/8	0,40 x 10	Intradermal	100 (10 påsar à 10 st*)	305502
1	0,01	26 x 1/2	0,45 x 13	Normal	100 (10 påsar à 10 st*)	305501

\* sterila i oöppnad 10 styck-förpackning

### Materialinnehåll

Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja  
1 ml Luer-Lok™ (309628) är tillverkad av polykarbonat och polypropylen  
Kanyl: Ansats och kanylskydd: Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex

### Förpackningsmaterial

Papper  
Transparent plastfilm (polyetylen/polyamid)  
Wellpapp



Steriliseringmetod  
Etylenoxid  
(sprutor med luerfattning/sprutor med löstagbar kanyl)  
Strålsterilisering (sprutor med Luer-Lok™ fattning/sprutor med fast kanyl)



5 år

CE-märkta enligt MDD 93/42/EEC  
(Spruta utan kanyl: Klass I)  
(Spruta med kanyl: Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com