



Adaptic

ADAPTIC™ ICKE-VIDHÄFTANDE FÖRBAND

ADAPTIC™ är ett primärt förband tillverkat av en finmaskig celluloacetatväv och impregnerat med en speciell formel av vaselinemulsion. Den är avsedd att skydda och samtidigt förhindra att förbandet fäster i såret. Den minimerar smärta och trauma vid förbandsbyte. ADAPTIC™ Packing strip är det perfekta förbandet för bölder, abscesser, fistlar och andra dränerande sår.

KLINISKA FÖRDELAR

ADAPTIC™

- Förhindrar vidhäftning av förbandet.
- Skyddar regenererad vävnad och minimerar patientens smärta vid förbandsomläggning.
- Hjälper till att förhindra vätskeansamlingar i sårområdet.
- Exsudat kan lätt passera igenom till det sekundära absorberande förbandet.
- Kan klippas efter sårstorleken utan att den repas upp eller lämnar fiberrester i såret.

HUR?

ADAPTIC™

- skyddar den sköra vävnaden med dess unika struktur av finmaskigväv, förebygger
- vävnaden från att vidhäfta antingen på Adaptic eller det sekundära förbandet
- Celluloacetatväven gör att den kan klippas efter sårstorleken.
- Tack vare nätet kan exsudat lätt passera igenom till det sekundära förband som används för att förhindra maseration av sårbedden.

INDIKATIONER

ADAPTIC™ är indicerat för torra till kraftigt exsuderande sår där vidhäftning av förbandet och exsudat bör förhindras, inklusive:

- brännskador av första och andra graden
- transplanterat
- trycksår
- eksem
- kirurgiska snitt
- rekonstruktioner
- skrapsår
- venösa sår
- nagelextraktioner
- stapling
- rivsår
- suturering

Artikelnummer	Storlek	Avd.förp.	Trsp.förp.
ADAPTIC™			
2012	7 cm x 7 cm	50	12 (600 st)
2013	7,6 cm x 20,3 cm	108	6 (648 st)
2014	7,6 cm x 40,6 cm	36	6 (216 st)
2015	7,6 cm x 20,3 cm	24	6 (144 st)
2018	7,6 cm x 152,4 cm	1	10 (10 st)
2019	12,7 cm x 22,9 cm	12	6 (72 st)
ADAPTIC™ Digit			
MAD003	Small 2 cm ø	10	17 (170 st)
MAD013	Medium 2,4 cm ø	10	17 (170 st)
MAD023	Large 2,8 cm ø	10	17 (170 st)
MAD042	Extra large 3 cm ø	10	17 (170 st)
MAD062	Large två 2,8 cm ø	10	17 (170 st)

Leverantör



För mer information / Order

Meteko AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, www.meteko.se