

### • Strep A Diaquick test

Diaquick Strep A test är en kvalitativ snabbtest för påvisande av streptokock A antigen i svalgvavstrykprov. Testet innehåller antikropp för Strep A för att identifiera Strep A antigen i halsprovet. Om provet innehåller antigen från grupp A streptokocker, kommer det att ske en reaktion som ger en röd testlinje i avläsningsfältet på testkassetten. Varje kit innehåller en positiv och en negativ kontroll. Testen är SKUP-testet.



ARTIKELNR	PRODUKT	KIT STR
Z98223CE	Strep A Diaquick kassett	20
Z98230CE	Strep A Diaquick dipstick	20

### • FOB Diaquick test

Snabbtest för påvisning av humant hemoglobin i faeces. Diaquick FOB är en snabb visuell immunologisk test för kvalitativ diagnostisering av humant hemoglobin i faeces. Testen är ett hjälpmedel i diagnostisering av sjukdom i nedre gastro-intestinala (g.i.) området. En enkel test som inte kräver dietrestriktioner för patienten. En snabb, hygienisk och luktfri test med hög sensitivitet och specificitet. Patienten får ett provrör med buffertlösning som tillförs lämplig mängd faeces. Provröret lämnas till läkarkontoret/lab där 2 droppar av provlösningen tillsätts i en kassett och svaret avläses efter 5 minuter. Varje Z01101CE-kit innehåller en positiv kontroll.



ARTIKELNR	PRODUKT	KIT STR
MEZ09101/BU	FOB bufferrör	25
Z01101CE	FOB Diaquick kassett+bufferrör	25
MEZ09101CE	FOB cassette	25

### • Helicobacter Pylori Diaquick test

Diaquick H.Pylori är en snabbtest för kvalitativ bestämning av IgG antikroppar mot Helicobacter pylori i humant serum, plasma eller blod. Testen är ett hjälpmedel i diagnostisering av H. pylori infektion hos patienter med gastrointestinala symptom. Resultatet avläses efter 10 minuter. H.Pylori i faeces är en antigen test.



ARTIKELNR	PRODUKT	KIT STR
Z06229CE	H.pylori Diaquick kassett, blod	30
Z08090CE	H.pylori Diaquick kassett, faeces	20
Z08091CE	H.pylori Diaquick kassett, faeces	5

### • Mononukleose Diaquick test

Snabbtest för diagnostisering av mononukleosinfektion / körtelfeber genom kvalitativ påvisning av mononukleose heterofile antikroppar i fullblod, serum eller plasma. Infektös mononukleos / körtelfeber är förorsakat av Epstein-Barr viruset, som hör till gruppen herpesvirus. Vanliga symptom är feber, halsont och svullna lymfkörtlar. Varje förpackning innehåller pos och neg kontroll. Resultatet avläses efter 5 minuter.



ARTIKELNR	PRODUKT	KIT STR
Z06620CE	Mononucleose Diaquick kassett	30
Z09630CE	Mononucleose Diaquick kassett	10

### • Chlamydia Diaquick test

Snabbtest för kvalitativ påvisning av Chlamydia antigen i endocervical, urethral eller urinprov. Avläses efter 10 minuter. Chlamydia är den vanligaste veneriska sjukdomen i världen och kan leda till sterilitet, barnlöshet och kroniska underlivsmärtor.



ARTIKELNR	PRODUKT	KIT STR
Z98226CE	Chlamydia Diaquick test	20

### • hCG Diaquick test

Snabbtest för kvalitativ påvisning av hCG i urin, med avsikt att påvisa graviditet. I en normal graviditet, kan hCG påvisas både i serum och urin så tidigt som 7 till 10 dagar efter befruktning. hCG nivåer stiger snabbt och överstiger 100 IU/ml före den första uteblivna menstruationsperioden, och når en topp runt 100-200 IU/ml efter 10-12 veckor i graviditeten. Förekomst av hCG både i urin och serum kort tid efter befruktning, och den snabba ökningen av koncentrationen tidigt i graviditeten, är en utmärkt markör för tidigt påvisande av graviditet. Testen har en sensitivitet på 25 IU/ml. Resultatet läses av efter 3 minuter.



ARTIKELNR	PRODUKT	KIT STR
Z98404CE	hCG Diaquick kassett	30
J01402-1CE	hCG Diaquick dipstick	30
Z01405CE	hCG combo Diaquick kassett	30

### • Cardiac Combo Diaquick test

Myoglobin, CK-MB och Troponin I är proteiner som är en del av muskulaturen. Vid vävnadsskada, som ex vid hjärtinfarkt, läcker dessa proteiner ut i blodet och kan påvisas med ett blodprov. Nivån av myoglobin ökar mätbart 2-4 timmar före en hjärtinfarkt och når toppen efter 9-12 timmar, för att sedan gå tillbaka till normalnivå efter 24-36 timmar. Urskiljning av CK-MB i blodet vid infarkt kan mätas inom 3-8 timmar efter att symptomet uppdragats. Den blir normal igen efter 48 - 72 timmar. Urskiljningsmönstret av Troponin I liknar CK-MB, men då CK-MB nivå stabiliserar sig efter 72 timmar förblir Troponin-nivå förhöjd i 6-10 dagar. Minimum detektionsnivå är 50 ng/mL Myoglobin, 5 ng/mL CK-MB och 1,0 ng/mL Troponin I. Avläses visuellt efter 10 minuter.



ARTIKELNR	PRODUKT	KIT STR
Z08233CE	Cardiac Combo Diaquick kassett	5

### • Drogtester Diaquick

Drogtester Diaquick finns som singel test och multiparameter för kvalitativ detektion av diverse droger och/eller metaboliter i humant urin och saliv. Översikt Drog: **AMP** - Amfetamin, **BAR** - Barbiturater, **BZO** - Benzodiazepiner, **BUP** - Buprenorfin, **COC** - Kokain, **THC** - Marihuana, **MDMA** - Ecstasy, **MET** - Metadon, **MET** - Metamfetamin, **MOR** - Morfin, **OPI** - Opiater, **OXY** - Oxycodon, **PCP** - Penykilidiner, **PPX** - Propoksypen, **TCA** - Tricykliska Antidepressiva. Som standardsortiment lagerhåller Medic24 en multipanel med 6 parametar, en multikopp med 6 parametar samt en ADU test för upptäckt av manipulerade prov.



ARTIKELNR	PRODUKT	KIT STR
Z98907CE	Multi-6 Drug panel Diaquick - MTD, MET,BZO,COC,MOP,THC	30
Z04590CE	ADU Diaquick test - Creat,Ni,Glut,pH,SG,Ox	50
Z06667CE	* Multi -6 Drug kopp - AMP,MET,BZO,COC,MOP,THC	1

\*Multikoppen är en provkopp till urin med integrerade tester.

För andra alternativ av enkeltester och paneler på urin och saliv, ta kontakt med Medic24.