

Advance

Förgelad tappningskateter
skyddande införingshylsa

med



Klar att användas omedelbart

- Inget vatten eller extra gel behövs.
- Ingen väntetid.
- Gelen ligger i en behållare runt katetern för jämn smörjning och bästa bevaring.

Säker att använda

- Sterilt förpackad vilket bidrar till att minska risken för infektioner.
- Gjord för att kunna användas med "no touch-teknik".

Smart förpackning

- Förpackningen är lätt att greppa och öppna. Stora greppvänliga hål.
- Den skyddande plasten runt katetern är öppen i botten och behöver inte rivas.
- Den skyddande plasten fungerar även som en förlängning till toalett eller uppsamlingskärl

Polerade hål och rundad topp

- Polerade hål för att undvika slitage mot slemhinnan.
- Optimalt utformad topp för lätt införande.

	Storlek (Ch)		Längd, cm	Hollister art.nr	Färgkod	Antal per förpackning
Kvinnor och barn	12	20	92122	<input type="checkbox"/>	25	
	14	20	92142	■	25	
Män	10	40	92104	■	25	
	12	40	92124	<input type="checkbox"/>	25	
	14	40	92144	■	25	

Hållbarhet

Upp till 5 år från tillverkningsdatum vid förvaring i originalförpackning i rumstemperatur och i skydd för ljus.

BESTÄLLNINGAR

Dansac & Hollister Sverige
Enhagsslingan 5 • 187 40 TÄBY
Tel: 08-446 46 46 Fax: 08-446 46 45
e-post: info.se@hollister.se

